

ΕΓΓΥΗΣΗ:
Οι παρόντα διεύθυνσης εγγυούνται για την ακεραιότητά της κατασκευής και των υλικών όπου χρησιμοποιείται για τον σκοπό την προσφορά. Καθε προϊόν το οποίο είναι ελάχιστη μακού ως προς την κατασκευή θα ηλικία θα πρέπει να επισκευαστεί κατά την κρίση που χωρίς ρύπων. Η επισκευή, τροποποίηση ή αλλαγή στο υποστηριζόμενο πρόσωπο του εκτελέστε από αποδοτικό πρόσωπο με εξουσιοδότηση από την Olsen Medical® θα έχει ως αποτέλεσμα την διμερή της εγγύησης.

To Malis™ είναι οντός κατατεθέν του Leonard L. Malis, M.D.

To OLSEN™ είναι οντός κατατεθέν της Codman & Shurtleff, Inc.

To LUER-LOK™ είναι οντός κατατεθέν της Becton, Dickinson, and Company™

To SYNERGY™ είναι οντός κατατεθέν της Codman & Shurtleff, Inc.

To OLSEN® είναι οντός κατατεθέν της Olsen Medical.

ITALIANO

Descrizione:
Il gruppo integrato di irrigazione OLSEN MEDICAL® con cavo bipolare ha un percorso ariagnico per il liquido ed è sterile, salvo specifiche indicazioni. È composto da uno spinello e dalla sonda che sono inseriti in un tubo a doppio perimetro integrati ad una tubazione per irrigazione con un connettore maschio a LUER-LOK™ come rivestimento, tubazione in silicone a raccordi, un morssetto per apertura/chiusura e un perforatore di ingresso con rivestimento. In un solo gruppo monouso sono integrati un cavo bipolare e una tubazione di irrigazione. Questo gruppo integrato fornisce il sistema di una sola unità di condotto e cavo per l'ergonomia della soluzione di irrigazione e dell'elettrochirurgia. Per le pinze con irrigazione bipolare, per la coagulazione e l'irrigazione. E' possibile utilizzare le pinze con irrigazione OLSEN MEDICAL® o altri forci equivalenti separatamente o come parte di un dispositivo che include le pinze con la tubazione per l'irrigazione integrata al cavo bipolare. Qualunque tipo di pinze OLSN MEDICAL® ad irrigazione o meno deve essere utilizzato con un generatore elettrochirurgico compatibile.

Indicazioni:
Il gruppo integrato OLSEN MEDICAL® di tubazione per irrigazione e cavo bipolare (Nr° di catalogo 40-3xxR/G) è un prodotto monouso sterilizzato e destinato per essere utilizzato con normali pinze bipolarie ad irrigazione, quali le pinze bipolarie OLSEN MEDICAL® ad irrigazione e i sistemi bipolari Codman & Shurtleff, Malis™, CMIC® per fornire contemporaneamente irrigazione a pinze con il generatore elettrochirurgico nel modo specifico per irrigazione. Questo dispositivo è destinato ad essere usato con il generatore elettrochirurgico del sistema OLSN MEDICAL® di irrigazione (Codman & Shurtleff, Inc. "OLSN" o CMIC® o equivalente). Con questo gruppo di tubazione e di cavo solo necessario le pinze bipolarie pregettate specificamente per l'irrigazione. Prima di utilizzare il prodotto, si prega di leggere i manuali di istruzioni forniti con il modulo di irrigazione e il coagulatore bipolare o i sistemi elettrochirurgici. Il cavo bipolare deve essere utilizzato con una tensione massima di 500 Volt.

- Controllare prima dell'uso che la confezione non abbia subito danni. Gettare in caso di danni o di rotura del sigillo.
- Ispezionare il dispositivo dopo l'apertura in campo sterile. Gettare se danneggiato.
- Rimuovere la protezione delle punte delle pinze e gettare prima dell'uso.
- La decisione sulla uso e l'applicazione del dispositivo dependerà al medico.

Conservazione:
Questi dispositivi devono essere conservati nelle loro scatole originali provviste di etichette o in un luogo di conservazione sicuro, per evitare danni durante gli spostamenti. Adottare precauzioni per garantire che questi dispositivi vengano conservati in aree perfettamente assicurate, protetti da condizioni estreme di temperatura e umidità.

Sterilità:
La sterilità è garantita fino alla data di scadenza, salvo la confezione non sia stata danneggiata o non sia stata rotta il sigillo.

Sterilizzazione:
Unicamente monouso (indicato per l'uso su un unico paziente per un'unica procedura). Gettare dopo l'uso. Non risterilizzare.

Attenzioni:
• Controllare ogni dispositivo prima dell'uso. I dispositivi elettrochirurgici danneggiati possono causare ustioni da elettricità all'utente e al dottore.

• Evitare che il tubo di irrigazione o il cavo bipolare entrino in contatto con oggetti taglienti.

• Per evitare malfunzionamento del gruppo, non separare la tubazione di irrigazione dal cavo elettrico.

• Fare riferimento al manuale d'uso del generatore di RF. Utilizzare unicamente collegamenti attivi in uscita del generatore.

• Evitare l'avanzata non necessaria o prolungata. Attivare unicamente al momento del contatto o immediatamente prima.

• Questo prodotto è stato ideato per l'utilizzo unicamente con contenitori pieghettabili e solo con unità elettrochirurgiche.

• Dopo l'uso, gettare in modo sicuro secondo le procedure stabilite per i rifiuti pericolosi.

Avvertenza:
L'uso improprio di un qualsiasi elemento dei sistemi elettrochirurgici può essere causa di gravi ustioni, scosse o rischio di esplosione. L'utente è tenuto ad utilizzare il dispositivo con manopole, cavi, generatori elettrochirurgici e accessori compatibili e in condizioni di funzionamento sicuro. Prima di cercare di usare questo dispositivo, leggere a fondo tutte le informazioni relative alle istruzioni. Questo prodotto non è destinato per l'uso con il generatore RF OMEGA™. Non Resterilizzare. Utilizzare solo il dispositivo OLSN Medical® monouso. Non sono stati progettati per essere sottratti o sostituiti alcuna forma di alterazione, quale disassemblaggio, pulizia o sterilizzazione, dopo l'utilizzo su un paziente. Il suo utilizzo può compromettere le prestazioni del dispositivo e qualsiasi uso oltre lo scopo previsto per questo dispositivo monouso può causare la perdita irreversibile di funzionalità.

Istruzioni per l'assemblaggio per elettrochirurgia:

Informazioni importanti sul codice dei prodotti:
Il gruppo integrato di tubazione per irrigazione e cavo bipolare OLSN MEDICAL® con i codici prodotto 40-3000G e i kit con codici prodotto 20-0xxxR sono indicati per il funzionamento con pompe di tipo a gravità quali il Codman/Malis™ CMIC® II - Irrigation Module. Il gruppo integrato di tubazione per irrigazione e cavo bipolare con i codici prodotti 20-0xxxR sono indicati per funzioni con moduli di irrigazione a rotazione, quali il Codman/Malis™ Irrigation Module 1000. I gruppi di tubazione/cavo non sono intercambiabili e devono essere utilizzati con il tipo corretto di pompa.

Istruzioni per l'assemblaggio per gruppi con codici 40-3000G o 20-0xxxG (da utilizzarsi con pompe a gravità):

- Rimuovere il gruppo integrato OLSN MEDICAL® di tubazione per irrigazione e cavo bipolare dalla busta a strappo e far scorrere via la striscia di polietilene utilizzando una tecnica asettica.
- Impiegare il morsetto di apertura/chiusura sulla posizione di chiusura e rimuovere il coperchio dal perforatore di ingresso. Inserire il perforatore nel dispositivo di arresto del contenitore dell'irrigazione, tenendo la sacca in posizione verticale così il dispositivo di arresto sulla posizione verso l'alto. Evitare di ruotare il dispositivo di arresto quando si porta il dispositivo di irrigazione su un livello superiore delle pinze con il dispositivo di arresto rivolto verso il basso. L'altezza della sacca di irrigazione determina il livello del flusso di irrigazione. A seconda della preferenza dell'utente, la sacca può essere abbassata per diminuire la pressione di irrigazione o alzata per aumentarla.
- La tubazione di silicone tra i due raccordi di plastica viene caricata nel dispositivo di irrigazione. Inserire il raccordo a raccordi di plastica nella sonda di irrigazione. Collegare la sonda di irrigazione alla fessura a serratura della sonda di irrigazione con il tubo di soluzione che pendeva. Collegare il raccordo di plastica il più vicino possibile allo strumento nella fessura inferiore alla base del dispositivo di irrigazione.
- Rilasciare il braccio di occlusione tenendo il periferite di carico dall'alto. Caricare il tubo di irrigazione in modo che sia chiuso dal braccio quando viene rilasciato l'interruttore. Rilasciare l'interruttore di carico.
- Applicare una protezione posta sul connettore a LUER-LOK®. Collegare il connettore LUER-LOK® maschio del gruppo alla presa femminile per irrigazione delle pinze. Collegare il tubo di irrigazione rilasciando il morsetto di apertura/chiusura e lasciando che la soluzione fluisca nella tubazione. Tenere premuto l'interruttore di carico sul modulo di irrigazione. Riempire completamente il gruppo prima di rilasciare l'interruttore di carico, eliminando il maggior numero di bolle possibili e verificando il flusso attraverso il tubo e connettore a LUER-LOK® maschio.
- Collegare il cappo a doppio perno delle pinze bipolarie per irrigazione al connettore femmina sul cavo.
- Inserire le due spine nella presa bipolare del generatore.

Istruzioni per i gruppi chirurgici con codici 40-3001R e il kit di pinze codice 20-0xxxR (da utilizzare con pompe a gravità):

- Impiegare il morsetto di apertura/chiusura per irrigazione e il generatore bipolare.
- Rimuovere il gruppo integrato OLSN MEDICAL® di tubazione per irrigazione e cavo bipolare dalla busta a strappo e far scorrere via la striscia di polietilene utilizzando una tecnica asettica.

Impiegare il morsetto di apertura/chiusura sulla posizione di chiusura e rimuovere il coperchio dal perforatore di ingresso. Inserire il perforatore nel dispositivo di arresto del contenitore dell'irrigazione, tenendo la sacca in posizione verticale così il dispositivo di arresto sulla posizione verso l'alto. Evitare di ruotare il dispositivo di arresto quando si porta il dispositivo di irrigazione su un livello superiore delle pinze con il dispositivo di arresto rivolto verso il basso. L'altezza della sacca di irrigazione determina il livello del flusso di irrigazione. A seconda della preferenza dell'utente, la sacca può essere abbassata per diminuire la pressione di irrigazione o alzata per aumentarla.

4. La tubazione di silicone tra i due raccordi di plastica viene caricata nel dispositivo di irrigazione. Inserire il raccordo a raccordi di plastica nella sonda di irrigazione. Collegare la sonda di irrigazione alla fessura a serratura della sonda di irrigazione con il tubo di soluzione che pendeva.

5. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

6. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

7. Collegare il cappo a doppio perno delle pinze bipolarie per irrigazione al connettore femmina sul cavo.

8. Inserire le due spine nella presa bipolare del generatore.

Istruzioni per i gruppi chirurgici con codici 40-3001R e il kit di pinze codice 20-0xxxR (da utilizzare con pompe a gravità):

- Impiegare il morsetto di apertura/chiusura per irrigazione e il generatore bipolare.
- Rimuovere il gruppo integrato OLSN MEDICAL® di tubazione per irrigazione e cavo bipolare dalla busta a strappo e far scorrere via la striscia di polietilene utilizzando una tecnica asettica.

Impiegare il morsetto di apertura/chiusura sulla posizione di chiusura e rimuovere il coperchio dal perforatore di ingresso. Inserire il perforatore nel dispositivo di arresto del contenitore dell'irrigazione, tenendo la sacca in posizione verticale così il dispositivo di arresto sulla posizione verso l'alto. Evitare di ruotare il dispositivo di arresto quando si porta il dispositivo di irrigazione su un livello superiore delle pinze con il dispositivo di arresto rivolto verso il basso. L'altezza della sacca di irrigazione determina il livello del flusso di irrigazione. A seconda della preferenza dell'utente, la sacca può essere abbassata per diminuire la pressione di irrigazione o alzata per aumentarla.

4. La tubazione di silicone tra i due raccordi di plastica viene caricata nel dispositivo di irrigazione. Inserire il raccordo a raccordi di plastica nella sonda di irrigazione. Collegare la sonda di irrigazione alla fessura a serratura della sonda di irrigazione con il tubo di soluzione che pendeva.

5. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

6. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

7. Collegare il cappo a doppio perno delle pinze bipolarie per irrigazione al connettore femmina sul cavo.

8. Inserire le due spine nella presa bipolare del generatore.

Istruzioni per i gruppi chirurgici con codici 40-3000G e 20-0xxxG (da utilizzarsi con bombe a gravità):

1. Rimuovere il gruppo integrato OLSN MEDICAL® di tubazione per irrigazione e cavo bipolare dalla busta a strappo e far scorrere via la striscia di polietilene utilizzando una tecnica asettica.
2. Impiegare il morsetto di apertura/chiusura sulla posizione di chiusura e rimuovere il coperchio dal perforatore di ingresso. Inserire il perforatore nel dispositivo di arresto del contenitore dell'irrigazione, tenendo la sacca in posizione verticale così il dispositivo di arresto sulla posizione verso l'alto. Evitare di ruotare il dispositivo di arresto quando si porta il dispositivo di irrigazione su un livello superiore delle pinze con il dispositivo di arresto rivolto verso il basso. L'altezza della sacca di irrigazione determina il livello del flusso di irrigazione. A seconda della preferenza dell'utente, la sacca può essere abbassata per diminuire la pressione di irrigazione o alzata per aumentarla.
3. La tubazione di silicone tra i due raccordi di plastica viene caricata nel dispositivo di irrigazione. Inserire il raccordo a raccordi di plastica nella sonda di irrigazione. Collegare la sonda di irrigazione alla fessura a serratura della sonda di irrigazione con il tubo di soluzione che pendeva.
4. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.
5. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.
6. Collegare il cappo a doppio perno delle pinze bipolarie per irrigazione al connettore femmina sul cavo.
7. Inserire le due spine nella presa bipolare del generatore.

Istruzioni per i gruppi chirurgici con codici 40-3001R e il kit di pinze codice 20-0xxxR (da utilizzare con pompe a gravità):

1. Impiegare il morsetto di apertura/chiusura per irrigazione e il generatore bipolare.
2. Rimuovere il gruppo integrato OLSN MEDICAL® di tubazione per irrigazione e cavo bipolare dalla busta a strappo e far scorrere via la striscia di polietilene utilizzando una tecnica asettica.

Impiegare il morsetto di apertura/chiusura sulla posizione di chiusura e rimuovere il coperchio dal perforatore di ingresso. Inserire il perforatore nel dispositivo di arresto del contenitore dell'irrigazione, tenendo la sacca in posizione verticale così il dispositivo di arresto sulla posizione verso l'alto. Evitare di ruotare il dispositivo di arresto quando si porta il dispositivo di irrigazione su un livello superiore delle pinze con il dispositivo di arresto rivolto verso il basso. L'altezza della sacca di irrigazione determina il livello del flusso di irrigazione. A seconda della preferenza dell'utente, la sacca può essere abbassata per diminuire la pressione di irrigazione o alzata per aumentarla.

4. La tubazione di silicone tra i due raccordi di plastica viene caricata nel dispositivo di irrigazione. Inserire il raccordo a raccordi di plastica nella sonda di irrigazione. Collegare la sonda di irrigazione alla fessura a serratura della sonda di irrigazione con il tubo di soluzione che pendeva.

5. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

6. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

7. Collegare il cappo a doppio perno delle pinze bipolarie per irrigazione al connettore femmina sul cavo.

8. Inserire le due spine nella presa bipolare del generatore.

Istruzioni per i gruppi chirurgici con codici 40-3001R e il kit di pinze codice 20-0xxxR (da utilizzare con pompe a gravità):

1. Impiegare il morsetto di apertura/chiusura per irrigazione e il generatore bipolare.
2. Rimuovere il gruppo integrato OLSN MEDICAL® di tubazione per irrigazione e cavo bipolare dalla busta a strappo e far scorrere via la striscia di polietilene utilizzando una tecnica asettica.

Impiegare il morsetto di apertura/chiusura sulla posizione di chiusura e rimuovere il coperchio dal perforatore di ingresso. Inserire il perforatore nel dispositivo di arresto del contenitore dell'irrigazione, tenendo la sacca in posizione verticale così il dispositivo di arresto sulla posizione verso l'alto. Evitare di ruotare il dispositivo di arresto quando si porta il dispositivo di irrigazione su un livello superiore delle pinze con il dispositivo di arresto rivolto verso il basso. L'altezza della sacca di irrigazione determina il livello del flusso di irrigazione. A seconda della preferenza dell'utente, la sacca può essere abbassata per diminuire la pressione di irrigazione o alzata per aumentarla.

4. La tubazione di silicone tra i due raccordi di plastica viene caricata nel dispositivo di irrigazione. Inserire il raccordo a raccordi di plastica nella sonda di irrigazione. Collegare la sonda di irrigazione alla fessura a serratura della sonda di irrigazione con il tubo di soluzione che pendeva.

5. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

6. Collegare il cappuccio di protezione posto sulla sonda di irrigazione della pompa. Ripetere la tubazione di silicone e i due raccordi di plastica. Inserire il cappuccio di plastica il più vicino possibile allo strumento attraverso l'apertura alla base della pompa.

7. Collegare il cappo a doppio perno delle pin