

Arm Boards with Soft Straps Aspen Surgical Non-Sterile



Rx ONLY MD



Aspen Surgical Products, Inc.
6945 Southbelt Drive SE
Caledonia, MI 49316 USA
Phone +1 616-698-7100
Toll-Free 888-364-7004
aspensurgical.com

EC REP

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



For Country of Origin See Product Label

English

Intended Use

Intended to support and maintain the position of an anesthetized patient during surgery.

Intended User/Patient Target Groups

Intended to be used by Healthcare Professionals on patients requiring medical procedures.

Instruction for Use:

- Position Arm Board Pads between equipment and the patient's arm. Adjust the pad to the desired length by using the hook-and-loop on the bottom of the pad. This will also create a natural rest position for the hand.
- Use the Soft Straps to secure the patient's arm to the Arm Board.
- Device is intended for limited contact duration, less than or equal to 8 hours, less if damaged.
- Discard after use.

Precautions:

- Ensure pad/cover is secure in the positioning device and that it stays in place while the patient is on the equipment.
- Take care when positioning patient to avoid any pinching or pressure on the skin.
- Use with approved positioning device.
- Do not sterilize.

Warning

Reuse of device could result in infection/contamination and/or device failure which could lead to patient harm.

Disposal

Dispose or recycle general surgical devices per facility protocol and all applicable federal, state, regional and/or local laws and regulations.

Notice to Users and/or Patients in EU

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to Aspen Surgical Inc., the governing body, and the Competent authority of the member state in which the incident occurred.

Español

Uso previsto

Indicado para sujetar y mantener la posición de un paciente anestesiado durante la intervención quirúrgica.

Usuarios previstos/Grupos de pacientes destinatarios

Destinado para ser utilizado por profesionales sanitarios en pacientes que requieran procedimientos médicos.

Instrucciones de uso:

- Coloque las almohadillas del reposabrazos entre el equipo y el brazo del paciente. Ajuste la almohadilla a la longitud deseada mediante la tira de velcro de la parte inferior de la almohadilla. Así también se creará una posición de reposo natural para la mano.
- Utilice las correas suaves para fijar el brazo del paciente al reposabrazos.
- El dispositivo se ha concebido para una duración de contacto limitada, inferior o igual a 8 horas (menos si está dañado).
- Se debe desechar después de su uso.

Precauciones:

- Asegúrese de que la almohadilla/funda está bien sujeta en el dispositivo de posicionamiento y que permanece en su sitio mientras el paciente está en el equipo.
- Tenga cuidado al colocar al paciente para evitar pellizcos o presión sobre la piel.
- Se debe utilizar con un dispositivo de posicionamiento aprobado.
- No se debe esterilizar.

Advertencias

La reutilización del dispositivo podría dar como resultado una infección, la contaminación o el fallo del dispositivo, lo que podría ocasionar daños al paciente.

Eliminación

Desechar o reciclar los dispositivos quirúrgicos de tipo general de acuerdo con el protocolo de sus instalaciones y siguiendo todas las leyes y normativas locales, regionales, estatales o federales aplicables.

Aviso para usuarios o pacientes en la UE

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo debe notificarse a Aspen Surgical Inc., al órgano rector y a la autoridad competente del estado miembro en el que se haya producido el incidente.

Tilsigtet anvendelse

Beregnet til at støtte og opretholde positionen af en bedøvet patient under operation.

Tilsigtet målgruppe af brugere/patienter

Beregnet til brug af sundhedspersonale på patienter, der kræver medicinske procedurer.

Brugsanvisning:

- Sørg for, at puden/betrækket sidder fast i positioneringsenheden, og at den/det forbliver på plads, mens patienten placeres på udstyret.
- Vær forsigtig, når patienten placeres, for at undgå klemning af eller tryk på huden.
- Brug bløde stropper til at fastgøre patientens arm til armstøtten.
- Udstyret er beregnet til begrænset kontakttid, mindre end eller svarende til 8 timer, mindre hvis beskadiget.
- Kasseres efter brug.

Foranstaltninger:

- Sørg for, at puden/betrækket sidder fast i positioneringsenheden, og at den/det forbliver på plads, mens patienten placeres på udstyret.
- Vær forsigtig, når patienten placeres, for at undgå klemning af eller tryk på huden.
- Brug med godkendt positioneringsenhed.
- Må ikke steriliseres.

Advarsel

Genbrug af enheden kan medføre infektion/kontaminering og/eller funktionsvigt på enheden, hvilket kan medføre patientskade.

Bortskaffelse

Bortskaf eller genbrug almenkirurgiske enheder i henhold til institutionens protokol og alle gældende føderale, statslige, regionale og/eller lokale love og bestemmelser.

Meddelelse til brugere og/eller patienter i EU

Alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med enheden, skal indberettes til Aspen Surgical Inc., det styrende organ og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor hændelsen fandt sted.

日本語

使用目的

手術中に麻酔をかけた患者の位置を支えて維持することを目的としています。

対象ユーザー/患者ターゲットグループ

医療従事者が医療処置を必要とする患者に対して使用することを目的としています。

取扱説明書:

- アームボードパッドを機器と患者の腕の間に配置します。パッドの底部にある面ファスナーを使用して、パッドを必要な長さに調整します。これにより、手の自然なレスト位置もできます。
- ソフトストラップを使用して、患者の腕をアームボードに固定します。
- 器具は8時間以下の限られた接触時間を想定しており、損傷がある場合はさらに短時間になります。
- 使用後は廃棄してください。

注意事項:

- パッド/カバーがポジショニング器具にしっかり固定され、患者が機器に載っている間、所定の位置に留まっていることを確認してください。
- 患者をポジショニングする際は、皮膚を挟んだり圧迫しないように注意してください。
- 承認されたポジショニング器具と併用してください。
- 滅菌しないでください。

警告

器具を再使用すると、感染や汚染および/または器具の不具合が発生し、患者に危害を及ぼす可能性があります。

廃棄

一般的な外科用器具は、施設の手順および適用可能なすべての連邦、州、地域、および/または地方の法律および規制に従って廃棄またはリサイクルしてください。

EU域内のユーザーおよび/または患者の皆さまへ

器具に関連して発生した重大なインシデントは、Aspen Surgical Inc.、管理機関、およびインシデントが発生した加盟国の管轄当局に報告する必要があります。

Nederlands

Beoogd gebruik

Bedoeld om de positie van een patiënt onder narcose tijdens een operatie te ondersteunen en te behouden.

Beoogde gebruikers-/patiëntdoelgroepen

Bedoeld voor gebruik door zorgverleners bij patiënten waarbij medische procedures vereist zijn.

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de armsteunkussens tussen de het hulpmiddel en de arm van de patiënt. Maak het kussen de gewenste lengte met behulp van het klittenband aan de onderkant van het kussen. Hierdoor ontstaat tevens een natuurlijke

- rustpositie voor de hand.
- Gebruik de zachte banden om de arm van de patiënt vast te maken aan de armsteun.
- Het hulpmiddel is bedoeld voor een beperkte contactperiode, minder dan of gelijk aan 8 uur, of minder als het hulpmiddel is beschadigd.
- Gooi weg na gebruik.

Voorzorgsmaatregelen:

- Zorg ervoor dat het kussen/de bedekking goed vastzit in het positioneringshulpmiddel en dat deze op zijn plaats blijft terwijl de patiënt zich op het hulpmiddel bevindt.
- Wees voorzichtig bij het positioneren van de patiënt om beknelling van of druk op de huid te voorkomen.
- Gebruik in combinatie met een goedgekeurd positioneringshulpmiddel.
- Niet steriliseren.

Waarschuwing

Het hulpmiddel opnieuw gebruiken kan leiden tot infectie/besmetting en/of een fout in het hulpmiddel, wat kan leiden tot letsel bij de patiënt.

Afvoeren

Algemene chirurgische instrumenten afvoeren of recylen volgens het protocol van de instelling en alle van toepassing zijnde federale, staats-, regionale en/of lokale wetten en voorschriften.

Kennisgeving aan gebruikers en/of patiënten in de EU Opmerkingen

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan Aspen Surgical Inc., het bestuursorgaan en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin het incident heeft plaatsgevonden.

Svenska

Avsedd användning

Avsett att ge stöd för och upprätthålla positionen för en nedsövd patient under kirurgi.

Avsedda användar-/patientmålgrupper

Avsedd att användas av sjukvårdspersonal på patienter för vilka medicinska procedurer måste genomföras.

Användarinstruktioner:

- Placera armstödsdynorna mellan utrustningen och patientens arm. Justera dynan till önskad längd med hjälp av kardborrfästet längst ned på dynan. Det ger även en naturlig viloposition för handen.
- Använd de mjuka remmarna för att hålla patientens arm på plats på armstödet.
- Enheten är avsedd för begränsad kontakttid, högst 8 timmar eller mindre om den skadas.
- Kassera efter användning.

Försiktighetsåtgärder:

- Kontrollera att dynan/skyddet sitter ordentligt på plats i positioneringsenheten och att den sitter kvar på plats när patienten ligger på utrustningen.
- Var försiktig när du positionerar patienten för att undvika att huden kommer i kläm eller utsätts för tryck.
- Används med en godkänd positioneringsenhet.
- Får inte steriliseras.

Varning

Återanvändning av enheten kan leda till infektion/kontaminering eller att enheten skadas, vilket kan leda till patientskada.

Kassering

Kassera eller återvinn allmänna kirurgiska enheter enligt sjukhusets rutiner och alla gällande lagar och förordningar.

Meddelande till användare och/eller patienter inom EU

Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med enheten ska rapporteras till Aspen Surgical Inc. och berörd myndighet i den medlemsstat där incidenten inträffade.

Italiano

Uso previsto

Destinato all'uso da parte di personale sanitario professionale su pazienti che richiedono procedure mediche.

Gruppi di utenti/pazienti destinatari

Destinato all'uso da parte di personale sanitario professionale su pazienti che richiedono procedure mediche.

Istruzioni per l'uso:

- Posizionare i cuscinetti del supporto per braccia tra l'apparecchiatura e il braccio del paziente. Regolare il cuscinetto alla lunghezza desiderata utilizzando il gancio e l'anello sulla parte inferiore del cuscinetto. In questo modo si crea anche una posizione di riposo naturale per la mano.
- Utilizzare le cinghie morbide per fissare il braccio del paziente al supporto per braccia.
- Il dispositivo è destinato a una durata di contatto limitata, minore o uguale a 8 ore, meno se è danneggiato.
- Smaltire dopo l'uso.

Precauzioni:

- Assicurarsi che il/la cuscinetto/copertura sia ben fissato/a nel dispositivo di posizionamento e che rimanga in posizione mentre il paziente è sull'apparecchiatura.
- Prestare attenzione durante il posizionamento del paziente per evitare schiacciamenti o pressioni sulla cute.

- Utilizzare con un dispositivo di posizionamento approvato. Il riutilizzo del dispositivo può causare infezioni/contaminazione e/o guasti del dispositivo che possono comportare lesioni al paziente.
- Non sterilizzare.

Avvertenza

Il riutilizzo del dispositivo può causare infezioni/contaminazione e/o guasti del dispositivo che possono comportare lesioni al paziente.

Smaltimento

Smaltire o riciclare i dispositivi chirurgici generici in conformità al protocollo della struttura e a tutte le leggi e normative federali, statali, regionali e/o locali applicabili.

Avviso per gli utenti e/o i pazienti nell'Unione Europea

Qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato ad Aspen Surgical Inc., all'organo di governo e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'incidente si è verificato.

Português

Utilização prevista

Destina-se a apoiar e manter a posição de um paciente anestesiado durante uma cirurgia.

Utilizadores previstos/grupos-alvo de pacientes

Destina-se a ser utilizado por profissionais de saúde em pacientes que necessitem de procedimentos médicos.

Instruções de utilização:

- Posicione as almofadas do apoio de braço entre o equipamento e o braço do paciente. Ajuste a almofada para o comprimento pretendido utilizando as fixações de velcro na parte inferior da almofada. Isto também criará uma posição de repouso natural para a mão.
- Utilize as bandas macias para fixar o braço do paciente no apoio de braço.
- O dispositivo destina-se a um contacto de duração limitada, inferior ou igual a 8 horas, ou menos caso fique danificado.
- Elimine o dispositivo após a utilização.

Precauções:

- Certifique-se de que a almofada/cobertura está fixa no dispositivo de posicionamento e que permanece no devido lugar enquanto o paciente está no equipamento.
- Tenha cuidado ao posicionar o paciente para evitar entalamento ou pressão na pele.
- Utilize o produto com um dispositivo de posicionamento aprovado.
- Não esterilize.

Aviso

A reutilização do dispositivo pode resultar em infeção/contaminação e/ou avarias no mesmo, o que pode causar ferimentos no paciente.

Eliminação

Elimine ou recicle os dispositivos cirúrgicos gerais, de acordo com o protocolo do estabelecimento e com todas as leis e regulamentos federais, estaduais, regionais e/ou locais aplicáveis.

Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado à Aspen Surgical Inc., ao órgão administrativo e à autoridade competente do estado-membro em que o incidente ocorre.

Deutsch

Verwendungszweck

Dient zur Unterstützung und Beibehaltung der Position eines narkotisierten Patienten während einer Operation.

Zielgruppen von vorgesehenen Benutzern/Patienten

Zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bei Patienten bestimmt, die sich medizinischen Eingriffen unterziehen müssen.

Gebrauchsanweisung:

- Positionieren Sie die Polster für die Armstütze zwischen der Vorrichtung und dem Arm des Patienten. Bringen Sie das Polster mit dem Klettverschluss unten am Polster auf die gewünschte Länge. Dadurch entsteht zudem eine natürliche Ruheposition für die Hand.
- Verwenden Sie die weichen Fixiergurte, um den Arm des Patienten an der Armstütze zu fixieren.
- Das Produkt ist für eine begrenzte Kontaktdauer von höchstens 8 Stunden vorgesehen oder kürzer, falls es beschädigt wird.
- Nach dem Gebrauch entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass das Polster/die Abdeckung fest an der Positioniervorrichtung angebracht ist und an Ort und Stelle bleibt, während sich der Patient auf dem Tisch befindet.
- Gehen Sie bei der Positionierung des Patienten vorsichtig vor, um Quetschungen der Haut oder Druck auf die Haut zu vermeiden.
- Verwendung mit einer zugelassenen Positioniervorrichtung.
- Nicht sterilisieren.

Warnung

Die Wiederverwendung des Produkts kann zu Infektionen/Kontaminationen und/oder Produktversagen führen, was dem Patienten schaden kann.

Entsorgung

Entsorgen oder recyceln Sie allgemeine chirurgische Geräte gemäß Einrichtungssprotokoll sowie den auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene geltenden

Gesetzen und Vorschriften.

Hinweis für Benutzer und/oder Patienten in der EU

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die in Zusammenhang mit dem Produkt auftreten, sind Aspen Surgical Inc., dem Aufsichtsrat und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Vorfall aufgetreten ist, zu melden.

Français

Utilisation prévue

Conçu pour soutenir et maintenir la position d'un patient anesthésié au cours d'une intervention chirurgicale.

Groupes cibles utilisateur/patient prévus

Conçu pour être utilisé par des professionnels de santé sur des patients nécessitant des procédures médicales.

Modes d'emploi:

- Placer les coussins du repose-bras entre l'équipement et le bras du patient. Ajuster le coussin à la longueur souhaitée à l'aide de la bande Velcro située au bas du coussin. Cela créera également une position de repos naturelle pour la main.
- Utiliser les sangles souples pour fixer le bras du patient au repose-bras.
- Le dispositif est prévu pour des contacts d'une durée limitée inférieure ou égale à 8 heures, voire moins s'il est endommagé.
- Jeter après utilisation.

Précautions:

- S'assurer que le coussin/la housse est bien fixé(e) dans le dispositif de positionnement et qu'il/elle reste en place lorsque le patient est sur l'équipement.
- Lors du positionnement du patient, veiller à éviter tout pincement ou pression au niveau de la peau.
- Utiliser avec un dispositif de positionnement approuvé.
- Ne pas stériliser.

Avertissement

La réutilisation du dispositif peut donner lieu à une infection/contamination et/ou à une défaillance de ce dernier, ce qui pourrait entraîner des préjudices aux patients.

Mise au rebut

Mettre au rebut ou recycler le matériel de chirurgie général conformément au protocole de l'établissement et toutes lois et réglementations fédérales, étatiques, régionales et/ou locales.

Avis aux utilisateurs et/ou aux patients de l'Union européenne

Tout incident grave survenu avec le dispositif doit être signalé à Aspen Surgical Inc., à l'instance dirigeante et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit.

Suomi

Käyttötarkoitukset

Tarkoitettu tukemaan ja ylläpitämään nukutetun potilaan asentoa leikkauksen aikana.

Tarkoitettut käyttäjät-/potilaskohderyhmät

Tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön lääketieteellisiä toimenpiteitä tarvitsevilla potilailla.

Käyttöohje:

- Sijoita käsivarsilevyn pehmusteet laitteiston ja potilaan käsivarren väliin. Säädä pehmuste haluttuun pituuteen käyttämällä pehmusteen pohjassa olevaa koukku-silmukakakiinnikettä. Tämä tuo käden myös luonnolliseen lepoasentoon.
- Kiinnitä potilaan käsivarsi käsivarsilevyn pehmeillä hihnoilla.
- Tuote on tarkoitettu lyhytkestoiseen, enintään 8 tuntia kestävään potilaskon-taktiin. Jos tuote vahingoittuu, potilaskontakti on tätä lyhyempi.
- Hävitä tuote käytön jälkeen.

Varotoimet:

- Varmista, että pehmuste/suojus on pitävästi kiinni asementtilaitteessa ja että se pysyy paikallaan potilaan ollessa laitteiston päällä.
- Ole varovainen sijoittellessasi potilasta ja varo ihon väliin jäämistä tai painamista.
- Käytä tuotetta hyväksytyin asementtilaitteen kanssa.
- Tuotetta ei saa steriloida.

Varoitukset

Tuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa infektion, kontaminaation ja/tai tuotteen vikaantumisen, mikä voi johtaa potilasvahinkoon.

Hävittäminen

Hävitä tai kierrätä yleiset kirurgiset välineet laitoksen käytöntöjen sekä maakohtaisten, alueellisten ja paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai potilaille Euroopan unionissa

Kaikista tuotteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava Aspen Surgical Inc. -yhtiölle, hallintoelimelle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kyseinen vaaratilanne tapahtui.

Norsk

Tiltenkt bruk

Støtte og opprettholde posisjonen til en bedøvet pasient under operasjon.

Tiltenkt bruker/målpasientgruppe

Helsepersonell til bruk på pasienter som trenger medisinske inngrep.

Bruksanvisning:

- Plasser armlateputene mellom utstyret og pasientens arm. Juster puten til ønsket lengde ved å bruke kroken og løkken på bunnen av puten. Dette vil

- også skape en naturlig hvilestilling for hånden.
- Bruk de myke stroppene til å feste pasientens arm til armlaten.
- Utstyret er beregnet på kontakt med begrenset varighet, mindre enn eller lik 8 timer, med mindre det er skadet.
- Kasseres etter bruk.

Forholdsregler:

- Sørg for at puten/dekselet er godt festet i posisjoneringsutstyret, og at de holder seg på plass mens pasienten befinner seg i utstyret.
- Vær forsiktig ved plassering av pasienten for å unngå klemming eller trykk på huden.
- Brukes med godkjent posisjoneringsutstyr.
- Skal ikke steriliseres.

Advarsel

Gjenbruk av utstyret kan føre til infeksjon/kontaminering eller utstyrssvikt, noe som igjen kan medføre pasientskade.

Kassering

Kast eller gjenvinn generelle kirurgiske instrumenter i henhold til institusjonens protokoll og alle gjeldende nasjonale, regionale eller lokale lover og forskrifter.

Merknad for brukere og/eller pasienter i EU

Alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til Aspen Surgical Inc., styringsorganet og vedkommende myndighet i den medlemsstaten der hendelsen fant sted.

한국어

용도

수술 중 마취 환자의 자세를 지지하고 유지하는 데 사용됩니다.

대상 사용자

의료인이 의료 절차가 필요한 환자에게 사용하도록 고안되었습니다.

사용 지침:

- 장비와 환자의 팔 사이에 팔 고정대 패드를 배치합니다. 패드 하단의 벨크로를 사용하여 패드를 원하는 길이로 조정합니다. 이를 통해 손은 자연스럽고 편한 자세가 됩니다.
- 소프트 스트랩을 사용하여 환자의 팔을 팔 고정대에 고정합니다.
- 장치의 접촉 지속 시간은 8시간 이하로 제한되며, 손상 시 더 짧게 사용해야 합니다.
- 사용 후에는 폐기하십시오.

주의 사항:

- 패드/덮개가 위치 지정 장치에 단순히 고정되어 있고 환자가 장비 위에 있는 동안 제자리에 고정되어 있는 지 확인합니다.
- 환자의 위치를 지정할 때 피부가 끼이거나 피부에 압력이 가해지지 않도록 주의하십시오.
- 승인된 위치 지정 장치와 함께 사용하십시오.
- 멸균하지 마십시오.

경고

장치를 재사용하면 감염/오염 및/또는 장치 고장이 발생하여 환자에게 해를 입힐 수 있습니다.

폐기

일반 수술용 기기는 시설 프로토콜 및 모든 해당 연방, 주, 지역 및/또는 현지 법률 및 규정에 따라 폐기하거나 재활용하십시오.

EU 내 사용자 및/또는 환자에 대한 고지

본 장치와 관련하여 발생한 모든 심각한 사고는 관리 기관인 Aspen Surgical Inc.와 해당 사건이 발생한 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.

R_xONLY

en Caution: Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician
es Precaución: Según la ley federal, este dispositivo solo se puede vender a través de un médico o siguiendo las instrucciones de un médico
da Forsigtig: Ifølge amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges til eller efter anmodning fra en læge
ja 注意:連邦法により、この機器は医師による販売、または医師の指示による販売に限定されています
nl Let op: dit apparaat mag volgens de federale wetgeving uitsluitend door of in opdracht van een arts worden verkocht
sv Varning: Enligt federal lag får den här enheten endast säljas av eller på inrådan av en läkare
it Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica
pt Atenção: a lei federal restringe a venda deste dispositivo por médicos ou mediante prescrição médica
de Vorsicht: Laut Bundesgesetz der USA ist der Verkauf dieses Systems nur durch einen Arzt oder auf ärztliche Anordnung zulässig
fr Attention: selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin ou sur prescription d'un médecin
fi Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin vain lääkärille tai lääkärin määräyksestä
no Advarsel: Ifølge amerikansk lovgivning kan dette udstyret bare sælges til eller efter forordning af en læge.
ko 주의: 연방법은 의사가 이 장치를 판매 또는 주문할 수 있도록 제한하고 있습니다.

CH REP
MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

UK REP
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, United Kingdom

UK
CA