

LIGHTED INTUBATION STYLET (Sterile) EN

REF SLOT

INDICATIONS FOR USE:

Sterile Lighted Intubation Styles are used to assist in the proper introduction and positioning of an endotracheal tube (ETT) for the administration of surgical gases. Styles are intended for use in the sterile field of an operating room.

• STORE AT ROOM TEMPERATURE • LIGHT HAS A TYPICAL BURN LIFE OF APPROXIMATELY 2 HOURS

WARNINGS:

Do not use in the presence of flammable gases/materials or oxygen-enriched environments. Fire could result.

Do not extend the stilet tip beyond the distal tip of the tracheal tube. This may result in tissue trauma.

This medical device cannot be effectively cleaned and/or sterilized by the user and therefore cannot be safely reused. It is intended for single use only. Any attempt by the user to clean and resterilize this device may result in bioincompatibility, infection, or other risks of device failure to the patient.

Warning: This product is sterilized utilizing Ethylene Oxide and contains Di(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP). These products can expose you to chemicals including Ethylene Oxide (EtO) and Di(2-ethylhexyl)phthalate(DEHP), which is known to the state of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

CAUTIONS:

Do not use if package is damaged or opened.

Do not cut the flexible shaft.

Do not abrade the flexible shaft during insertion or removal of the stylet.

Avoid direct contact with tissue.

Avoid having bulb make contact with hard objects.

IMPORTANT: After use, use proper disposal method.

INSTRUCTIONS FOR USE:

- Select an endotracheal tube (ETT):
 - For SLOT, select an ETT with an inside diameter of no less than 5.5 mm.
 - Apply a water based lubricant to the ETT opening (e.g. lidocaine jelly). Lubrication is essential to advance the ETT without sticking to the stylet.
 - Test the light by activating the switch.
 - Insert the stylet into the ETT until the light source reaches the tip of the ETT. Assure that the distal end of the stylet does not extend beyond the tip of the ETT. When the stylet is in the correct position, slide the EMT clip onto the ETT connector to secure the attachment.
 - Activate the bulb and introduce the ETT per standard practice. When the ETT is in the proper position (evidenced by transillumination of the soft tissues in the patient's neck), remove the stylet, deactivate the light, and dispose of the stylet in a biohazard container.

INTUBATIONSSTILET MED LYS (steril) DA

REF SLOT

INDIKATIONER:

Sterile intubationsstiller med lys anvendes som hjælp til korrekt indføring og placering af en endotrakealtube (ETT) til administration af kirurgiske gasser. Stillerne er beregnet til brug i det sterile felt på en operationsstue.

• OPBEVARES VED RUMTEMPERATUR • LAMPEN HAR EN TYPISK BRÆNDINGSTID PÅ CA. 2 TIMER

ADVARSLER:

Må ikke anvendes i tilstedsvarsel af brandfarlige gasser/materialer eller iltberigende miljøer. Det kan medføre brand.

Stilletts spids må ikke føres længere frem end trakealtubens distale spids. Det kan medføre vævtraume.

Dette medicinske instrument kan ikke rengøres og/eller steriliseres effektivt af brugerne, og kan derfor ikke genbruges på sikker vis. Det er udelukkende beregnet til engangsbrug. Ethvert forsøg fra brugerens side på at rengøre og resterilisere dette instrument kan resultere i bio-inkompatibilitet, infektion eller andre patientrisici for, at instrumentet svigter.

Advarsel: Dette produkt er steriliseret ved hjælp af ethylenoxid og indeholder Di(2-ethylhexyl)phthalat(DEHP). Disse produkter kan udsettes dig for kemikalier, herunder ethylenoxid (EtO) og Di(2-ethylhexyl)phthalat(DEHP), som er kendt af staten Californien for at forårsage kræft og/eller fødselsdefekter eller anden reproduktiv skade. For flere oplysninger, besøg www.P65Warnings.ca.gov.

FORSIGTIG:

Må ikke bruges, hvis emballagen er beskadiget eller åbnet.

Der må ikke skæres i det fleksible skaft.

Det fleksible skaft må ikke ridses under indføring eller fjernelse af stiletten.

Undgå direkte kontakt med væv.

Undgå, at paben kommer i kontakt med hårde genstande.

VIGTIGT: Brug den korrekte bortskaffelsesmetode efter brug.

BRUGSANVISNING:

- Vælg en endotrakealtube (ETT):
 - For SLOT vælges en ETT med en indvendig diameter på mindst 5,5 mm.
 - Påfør et vandbaseret smøremiddel på ETT-åbningen (fx lidocaingel). Smøring er afgørende for, at ETT kan fremføres uden at sidde fast i stiletten.
 - Test lyset ved at aktivere kontakten.

- Indfør stiletten i ETT, indtil lyskilden nær spidsen af ETT. Sørg for, at stiletten distale ende ikke føres længere frem end spidsen af ETT. Når stiletten sidder korrekt, skubbes EMT-klemmen på ETT-konnektoren, så den fastgøres.
- Aktiver lyset, og indfør ETT ifølge standardpraksis. Når ETT sidder korrekt (vist ved transillumination af bløddelene i patientens hals), fjernes stiletten, lyset deaktiveres, og stiletten bortsækkes i en beholder til biologisk affald.

Verlichte intubatiestilet (steriel) NL

REF SLOT

INDICATIES VOOR GEBRUIK:

Steriele verlichte intubatiestiletten worden gebruikt als hulpmiddel bij het goed invoeren en plaatsen van een endotracheale slang (ETT) voor het toedienen van chirurgische gassen. Stiletten zijn bedoeld voor gebruik binnen het steriele veld van een operatiekamer.

• BIJ KAMERTEMPERATUUR BEWAREN • DE LAMP HEEFT DOORGAANS EEN BRANDDUUR VAN BIJ BENADERING TWEE (2) UUR

WAARSCHUWING:

Niet gebruiken in aanwezigheid van ontvlambare gassen / materialen of in zuurstofrijke omgevingen. Dit kan leiden tot brand.

Laat de punt van de stilet niet voorbij de punt van de tracheacanule uitsteken. Als de punt verder komt, kan dit leiden tot weefseltrauma.

Dit medische instrument kan niet doeltreffend door de gebruiker worden gereinigd en/of gesteriliseerd en kan daardoor niet op veilige wijze worden hergebruikt. Het is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Elke poging die de gebruiker onderneemt om dit instrument te reinigen en steriliseren, kan bioincompatibiliteit, infecties of andere risico's voor de patiënt vanwege instrumentdefecten tot gevolg hebben.



Waarschuwing: Dit product is gesteriliseerd met ethylenoxide en bevat Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP). Deze producten kunnen u blootstellen aan chemicaliën zoals ethylenoxide (EtO) en Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP), waarvan in de staat Californië bekend is dat die kanker veroorzaakt en/of geboorteafwijkingen of andere schade aan nageslacht.

Voor meer informatie gaat u naar www.P65Warnings.ca.gov.

WAARSCHUWINGEN:

Niet gebruiken indien de verpakking geopend of beschadigd is.

Knip de flexibele schacht niet.

Schuur de flexibele schacht niet af tijdens het inbrengen of verwijderen van de stilet.

Vermijd rechtstreeks contact met weefsel.

Vermijd dat de lamp in aanraking komt met harde voorwerpen.

BELANGRIJK: voer na gebruik de lamp op correcte wijze af.


GEbruiksaanwijzing:

- Selecteer een endotracheale slang (ETT):
 - Kies voor SLOT een ETT met een binnendiameter van ten minste 5,5 mm.
 - Breng een smeermiddel op waterbasis aan op de ETT-opening (zoals lidocaine gel). Smering is essentieel voor het opvoeren van de ETT zonder dat deze aan de stilet kleeft.
 - Test het lampje door de knop in te drukken.
 - Plaats de stilet in de ETT, totdat de lichtbron de punt van de ETT bereikt. Verzeker u ervan dat het distale uiteinde van de stilet niet verder komt dan de punt van de ETT. Als de stilet goed is geplaatst, zet u deze vast door de EMT-clip op de ETT-connector te schuiven.
 - Schakel de lamp in en breng de ETT volgens de standaardmethode in. Wanneer de ETT zich in de juiste positie bevindt (aangegeven door verlichting van de weke delen in de nek van de patiënt), verwijderd u de stilet, schakelt u het licht uit en werpt u de stilet weg in een afvalbak voor biologisch afval.

LIGHTED INTUBATION STYLET (Sterile)

REF SLOT

Rx ONLY



Bovie

Bovie Medical Corporation
5115 Ulmerton Road
Clearwater, Florida 33760 USA

EC REP

CE 0413

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands
SRN #: NL-AR-000000116
+31.70.345.8570
EmergoEurope@eu.com

MC-18663 Rev. 6
2023-05-30

VALOLLA VARUSTETTU INTUBAATIOMANDRINI (sterili) FI

REF SLOT

KÄYTTÖINDIKAATIOT:

Sterilejä, valolla varustettuja mandriinuja käytetään avustamaan intubaatioputken (ETT)sisääntöön ja asemoittia kirurgisten kausujen antoja varten. Mandriinit on tarkoitettu käytettäväksi leikkauksalin steriliaalueella.

• SÄILYTÄ HUONEENLÄMMÖSSÄ • VALON TAVANOMAINEN POLTTOIKÄÄ Noin 2 Tuntia

VAROITUS:

Ei saa käyttää sytyttivien kausujen/materiaalien läheisyydessä tai happirikastetussa ympäristössä. Se voi johtaa tulipaloon.

Älä työnnä mandrinin kärkeä intubaatioputken kärjen ohja. Se voi aiheuttaa kudosvamman.

Käytäjä ei voi puhdistaa ja/tai steriloida tätä lääketieteellistä laitetta, eikä laitetta sen vuoksi voida turvallisesti käyttää uudelleen. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran. Käytäjän ei tule yrityttää puhdistaa eikä steriloida laitetta uudelleen, koska se voi johtaa biohyteensopimattomuuteen, infektiota tai muuhun laitteen toiminnan perttämisen potilaalle aiheuttamiin riskeihin.

Varoitus: Tämä tuote on steriloitu eteenioksidilla ja se sisältää di(2-etylheksylejyli)ftalaattia (DEHP). Nämä tuotteet voivat altistaa käyttäjän kemikaaleille, kuten eteenioksidille (EtO) ja di(2-etylheksylejyli)ftalaatille (DEHP), jotka Kalifornian osavaltio on luokitellut syöpää ja/tai kehityshäiriötä tai muita lisääntymishaittoja aiheuttaviksi aineiksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.P65Warnings.ca.gov.

HUOMAUTUKSET:

Älä käytä, jos pakkaus on avattu tai violettunut.

Älä katkaise joustavaa vartta.

Älä hankaa joustavaa vartta mandriinin sisääntöön tai poiston aikana.

Vältä suora kosketusta kudokseen.

Eitä lampua koskettamasta kovin esineisiin.

TÄRKEÄÄ: Noudata käytön jälkeen asianmukaista hävitysmenetelmää.

KÄYTÖÖHÖJET:

- Valitse intubaatioputki (ETT):
 - Valitse SLOT-vaihtoehtoa varten ETT, jonka sisähalkaisija on vähintään 5,5 mm.
 - Laita vesipohjaista voiteluinetta ETT:n aukkoon (esim. lidokainigelatinia). Voitelu on oleellinen tärkeää, jotta ETT ei tartu kiinni mandriiniin työntettäessä ETT:tä eteenpäin.
 - Testaa valo laittamalla kytkin päällä-asentoon.
 - Työnnä mandriinia intubaatioputkeen, kunnes valohäle saavuttaa intubaatioputken kärjen. Varmista, ettei mandriiniin kärki mene intubaatioputken kärjen ohja. Kun mandriini on oikeassa paikassa, liu'uta EMT-pidike ETT-liittimeen kiinnityksen lukitsemista varten.
 - Aktivoi pallo ja laita ETT paikalleen normaalikäytännön mukaisesti. Kun ETT on asemotu oikein (tämä näkyy läpivalaistuna pehmitykodukseen potilaan kaulassa), poista mandriini, summuta valo ja hävitä mandriini biovaarallisen jätteen astiassa.

GUIDE D'INTUBATION LUMINEUX (stérile) FR

REF SLOT

INDICATIONS D'EMPLOI :

Les guides d'intubation lumineux sont conçus pour faciliter l'introduction et le placement du tube endotrachéal (ETT) destiné à l'administration des gaz chirurgicaux. Les guides sont conçus pour être utilisés à l'intérieur du champ stérile d'une salle d'opération.

• CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE • LA LAMPE A UNE DURÉE DE VIE D'ALLUMAGE DE 2 HEURES

MISES EN GARDE :

Ne pas utiliser en présence de gaz/matériaux inflammables ou dans des environnements enrichis en oxygène. Un feu pourrait se déclarer.

Ne pas faire dépasser le guide de l'extrême distale du tube trachéal. Ceci pourrait provoquer un traumatisme au niveau des tissus.

Ce dispositif médical ne peut pas être nettoyé et/ou stérilisé de façon efficace par l'utilisateur ; par conséquent sa réutilisation n'est pas sûre. Ce dispositif est exclusivement conçu pour un usage unique. Toute tentative entreprise par l'utilisateur pour nettoyer et stériliser ce dispositif peut conduire à une infection due à un phénomène de bio-incompatibilité ou à d'autres risques de défaillance du dispositif pour le patient.

Mise en garde : Ce produit est stérilisé à l'oxyde d'éthylène et contient du phthalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP). L'État de Californie reconnaît que ces produits peuvent vous exposer à des substances chimiques, dont l'oxyde d'éthylène (EtO) et le phthalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), qui sont connus pour provoquer le cancer et/ou des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus amples informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

MISES EN GARDE :

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.

Ne pas couper la gaine flexible.

Ne pas abraser la gaine flexible lors de son insertion ou de son retrait du guide.

Éviter tout contact direct avec les tissus.

Éviter tout contact de l'ampoule avec des objets durs.

IMPORTANT : Après utilisation, utiliser la méthode de mise au rebut appropriée.</p

Evitare di porre a contatto la lampadina con oggetti rigidi.

IMPORTANTE: dopo l'uso, usare il metodo di smaltimento corretto.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Selezionare un tubo endotracheale (ETT):

– per SLOT, selezionare un ETT con un diametro interno non inferiore a 5,5 mm;

2. Applicare all'apertura dell'ETT un lubrificante a base di acqua (ad es., gel alla lidocaina). La lubrificazione è fondamentale per far avanzare l'ETT senza adesione al mandrino.

3. Provare la luce attivando l'interruttore.

4. Inserire il mandrino nell'ETT finché la fonte luminosa raggiunge la punta dell'ETT. Assicurarsi che la punta distale del mandrino non si estenda oltre la punta dell'ETT. Quando il mandrino è nella posizione corretta, far scorrere la clip EMT sul connettore dell'ETT per fissare il collegamento.

5. Attivare la lampadina e introdurre l'ETT secondo la pratica consueta. Quando l'ETT è nella posizione corretta (evidenziata dalla transilluminazione dei tessuti molli nel collo del paziente), rimuovere il mandrino, disattivare la lampada e smaltire il mandrino in un contenitore per rifiuti pericolosi sotto il profilo biologico.

ESTILETE DE INTUBAÇÃO ILUMINADO (Estéril)

PT

REF: SLOT

INDICAÇÕES DE USO:

Os estiletes de intubação iluminados esterilizados são utilizados para ajudar na introdução e posicionamento adequados de um tubo endotraqueal (ETT) para a administração de gases cirúrgicos. Os estiletes destinam-se a utilização no campo estéril de uma sala de operações.

• CONSERVAR À TEMPERATURA AMBIENTE • A LUZ TEM UMA VIDA ÚTIL NORMAL DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS

ADVERTÊNCIAS:

Não utilize na presença de gases/materiais inflamáveis ou ambientes ricos em oxigénio. Pode dar origem a fogo.

Não estique a ponta do estilete para além da ponta distal do tubo traqueal. Isto pode resultar em trauma para o tecido.

Este dispositivo médico não pode ser limpo e/ou esterilizado eficazmente pelo utilizador e, portanto, não pode ser reutilizado com segurança. Destina-se apenas a uma única utilização. Qualquer tentativa do utilizador de limpar e reesterilizar este dispositivo pode resultar numa bioincompatibilidade, infecção ou outros riscos de falha do dispositivo perante o paciente.

⚠️ Aviso: este produto é esterilizado com óxido de etileno e contém di(2-etylhexil)ftalato (DEHP). Estes produtos podem expor você a produtos químicos, incluindo óxido de etileno (EtO) e di(2-etylhexil)ftalato (DEHP), conhecidos no estado da Califórnia por causar câncer e/ou malformações congênitas e outros danos genéticos.

Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.

Não corte a haste flexível.

Não cause abrasão na haste flexível durante a inserção ou remoção do estilete.

Evite o contacto directo com os tecidos.

Evite que a lâmpada entre em contacto com objectos duros.

IMPORTANTE: Após a utilização, utilize um método de eliminação apropriado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Selecionar um tubo endotracheal (ETT):

– Para SLOT, selecione um ETT com um diâmetro interno não inferior a 5,5 mm.

2. Aplicar um lubrificante a base de água na abertura do ETT (p. ex. gel de lidocaína). A lubrificação é essencial para fazer avançar o ETT sem aderir ao estilete.

3. Teste a luz activando o interruptor.

4. Insira o estilete no ETT até que a fonte de luz alcance a ponta do ETT. Certifique-se de que a extremidade distal do estilete não passa para além da ponta do ETT. Quando o estilete estiver na posição correcta, deslide a clipa EMT para o conector do ETT para prender o acessório.

5. Active a lâmpada e introduza o ETT de acordo com a prática padrão. Quando o ETT estiver na posição adequada (evidenciado pela transiluminação do tecido mole no pescoço do doente), retire o estilete, desactive a luz e deite fora o estilete num recipiente de risco biológico.

ESTILETE DE INTUBACIÓN ILUMINADO (Estéril)

ES

REF: SLOT

INDICACIONES DE USO:

Los estiletes de intubación iluminados estériles se usan en la introducción y colocación correctas de un tubo endotraqueal (ETT) para la administración de gases quirúrgicos. Los estiletes están previstos para ser utilizados en el campo estéril de un quirófano.

• ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE • LA LUZ TIENE UNA VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS

ADVERTENCIAS:

No utilice el dispositivo en presencia de gases o materiales inflamables o en entornos enriquecidos con oxígeno. Podría originarse un incendio.

No extienda la punta del estilete más allá de la punta distal del tubo traqueal. Esto podría dañar el tejido.

El usuario no puede limpiar o esterilizar este dispositivo médico de forma eficaz y, por lo tanto, su reutilización no es segura. Está destinado para un solo uso únicamente. Cualquier intento por parte del usuario de limpiar y esterilizar este dispositivo puede dar lugar a bioincompatibilidad, infeción u otros riesgos relacionados con el fallo del dispositivo para el paciente.

⚠️ Advertencia: Este producto está esterilizado con óxido de etileno y contiene Di(2-ethylhexil)ftalato (DEHP). Estos productos pueden exponerle a sustancias químicas como el óxido de etileno (EtO) y el Di(2-ethylhexil)ftalato (DEHP), que, según ha comprobado el estado de California, causa cáncer, defectos congénitos u otros daños en el sistema reproductivo.

Para obtener más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

PRECAUCIONES:

No usar si el paquete está dañado o abierto.

No corte el eje flexible.

No abrasione el eje flexible durante la inserción o extracción del estilete.

Evite el contacto directo con el tejido.

Evite que la bombilla contacte con objetos duros.

IMPORTANTE: Después del uso, desechar conforme a la normativa vigente.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Seleccione un tubo endotraqueal (ETT):

– Para SLOT, seleccione un ETT con un diámetro interior no inferior a 5,5 mm.

2. Aplique un lubricante con base de agua a la apertura del ETT (por ejemplo gelatina de lidocaína). La lubricación es esencial para hacer avanzar el ETT sin que se adhiera al estilete.

3. Pruebe la luz activando el interruptor.

4. Introduzca el estilete en el ETT hasta que la fuente de luz alcance la punta del ETT. Asegúrese de que la punta distal del estilete no se extiende más allá de la punta del ETT. Cuando el estilete esté en la posición correcta, deslice la pinza EMT sobre el conector ETT para asegurar la fijación.

5. Active la bombilla e introduzca el ETT siguiendo la práctica estándar. Cuando el ETT se encuentre en la posición correcta (que quedará evidenciado por la transiluminación de los tejidos blandos en el cuello del paciente), retire el estilete, desactive la luz y deseche el estilete en un contenedor para materiales con biórrriesgo.

UPPLYST SOND FÖR INTUBERING (steril)

SV

REF: SLOT

INDIKERAD ANVÄNDNING:

De sterila, upplysta sonderna för intubering används för att bilst korrekt införande och placering av en endotrakealtub (ETT) för administrering av operationsgaser. Sonderna är avsedda att användas i sterila miljöer såsom en operationssal.

• FÖRVARAS I RUMSTEMPERATUR • LAMPAN HAR EN TYPISK BRINTID PÅ UNGEFÄR 2 TIMMAR

VARNING:

Använd inte i närvära av lättantändliga gaser/materialer eller i syrerika omgivningar. Brand kan uppstå.

För inte sondens spets förbi traktealtubens distala spets. Detta kan resultera i vävnadstrauma.

Den här medicinska anordningen kan inte rengöras effektivt och/eller steriliseras av användaren och kan därför inte återanvändas på ett säkert sätt. Den är endast avsedd för engångsbruk. Försök att rengöra och omsterilisera anordningen kan resultera i bioinkompatibilitet, infektion eller andra risker för patienten på grund av att anordningen inte fungerar korrekt.

⚠️ Varning: Den här produkten är steriliserad med etylenoxid och innehåller di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP). Dessa produkter kan utsätta dig för kemikalier inklusive etylenoxid (EtO) och di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), som är känd i delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och/eller fosterskador eller annan reproduktionsskada.

För mer information, gå till www.P65Warnings.ca.gov.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD:

Använd inte produkten om förpackningen är skadad eller öppnad.

Klipp inte av det flexibla skafet.

Undvik att skava det flexibla skafet när sonden förs in eller dras ut.

Undvik direktkontakt med vävnad.

Undvik att låta lampan få kontakt med hårdare föremål.

VIKTIGT: Använd korrekt kasseringsmetod efter användningen.

BRUKSANVISNING:

1. Välj en endotrakealtub (ETT):

– För SLOT, välj en ETT med innerdiameter som ej är mindre än 5,5 mm.

2. Smör ETT-öppningen med vattenbaserad gel (t. ex. gel av lidokaintp). Smörjningen är viktig för att endotrakealtuben inte ska fastna i sonden under införandet.

3. Prova lampan genom att slå på brytaren.

4. Förs in sonden i ETT tills ljuskällan når endotrakealtubens spets. Säkerställ att sondens distala ände ej går förbi endotrakealtubens spets. Sätt fast EMT-clipset på ETT-anslutningen när sonden är korrekt placerad för att säkra fastsättningen.

5. Aktivera lampan och förs in ETT enligt gängse praxis. När ETT är korrekt placerad (vilket framgår vid genomlysning av mjukdelarna i patientens hals), ta bort sonden, släck lampan och kassera sonden i behållare för biologisk riskavfall.

ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΕΙΛΕΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (Αποστειρωμένος)

EL

REF: SLOT

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Oi apoteirofimoi stoixeiou i diasoulhwnous xrisiopoiouontai gia tηn upotiothimosi tηs katallalhēs eisagwghs kai topothetosi tōs enōtrapeialikous solalhēs (ETT) γia tηn paroxi tēxiropurigikon aerioun. Oi steloiou piropirotai gia xrisi se éna apoteirofimo pedio tēs tēxiropurigikhs aitoumousa.

• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ • Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 2 ΩΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Mhn ton xrisiopoiouontai sti tēxiropurigikon aerioun i se periballonta emplousiomena me oxiugno. Mtnopei na prokalesei ton tēxiropurigikon aerioun.

Mhn en epikteivete to akro tou steloiou périon ton peripherikou akrou tou tracheialikou solalhēs (ETT).

Hē neferiki aitoumēsi den mtnopei na katharisthei tē/ka kai na apoteirofimoi apó to xrisi kai epoumēws den mtnopei na epanachriopoioumei me aitoumēsi. Proorizeitai gia mia móno xrisi. H opouaibētai prospastheia katharismou kai epanachriopoioumei apó to xrisi mtnopei na odighesei sti tēxiropurigikon aerioun.

Aitoumēsi tēxiropurigikon aerioun mtnopei na odighesei sti tēxiropurigikon aerioun.

• ΑΙΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΕΥΓΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΗΣ:

Mhn en epikteivete to akro tou steloiou périon ton peripherikou akrou tou tracheialikou solalhēs (ETT).

Hē neferiki aitoumēsi den mtnopei na katharisthei tē/ka kai na apoteirofimoi apó to xrisi kai epoumēws den mtnopei na epanachriopoioumei me aitoumēsi. Proorizeitai gia mia móno xrisi. H opouaibētai prospastheia katharismou kai epanachriopoioumei apó to xrisi mtnopei na odighesei sti tēxiropurigikon aerioun.

Aitoumēsi tēxiropurigikon aerioun mtnopei na odighesei sti tēxiropurigikon aerioun.

• ΑΙΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΕΥΓΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΗΣ:

Mhn en epikteivete to akro tou steloiou périon ton peripherikou akrou tou tracheialikou solalhēs (ETT).

Hē neferiki aitoumēsi den mtnopei na katharisthei tē/ka kai na apoteirofimoi apó to xrisi kai epoumēws den mtnopei na epanachriopoioumei me aitoumēsi. Proorizeitai gia mia móno xrisi. H opouaibētai prospastheia katharismou kai epanachriopoioumei apó to xrisi mtnopei na odighesei sti tēxiropurigikon aerioun.

Aitoumēsi tēxiropurigikon aerioun mtnopei na odighesei sti tēxiropurigikon aerioun.

• ΑΙΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΕΥΓΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΗΣ:

Mhn en epikteivete to akro tou steloiou périon ton peripherikou akrou tou tracheialikou solalhēs (ETT).

Hē neferiki aitoumēsi den mtnopei na katharisthei tē/ka kai na apoteirofimoi apó to xrisi kai epoumēws den mtnopei na epanachriopoioumei me aitoumēsi. Proorizeitai