

INSTRUCTIONS FOR USE: DUMI ManipulatOR™
Diagnostic Utérine ManipulatOr Injector**INDICATIONS FOR USE / CLINICAL BENEFITS**

The DUMI ManipulatOr™ is indicated for manipulation of the uterus, and injection of fluids during diagnostic laparoscopy, mini laparotomy, fertility exams, and salpingo-ovarian procedures. The curved shaft of adjustable length allows for atraumatic insertion and manipulation of both retroverted and anteverted ovaries.

CONTRAINDICATIONS

Device should not be used in:

- Patients with known or suspected pregnancy
- Patients with known or suspected uterine or tubal infection
- Patients with media allergy
- During assisted reproduction technology (ART) procedure related to in vitro fertilization (IVF)
- Patients with a short (<4 cm) uterine depth
- Patients with early stage cervical malignancy undergoing a laparoscopic approach

This device is not intended for use as a Laser Backstop.

CAUTIONS / WARNINGS

All users must read and be familiar with all the instructions, warnings, contraindications, and precautions in this package insert before using the device.

1. Device is designed for single use only. The design of this device may not perform as intended by the manufacturer if it is reused. The manufacturer cannot guarantee the performance, safety, and reliability of a reprocessed device.

2. ONLY luer slip syringes must be used in conjunction with the air inflation valve and ONLY luer lock syringes must be used in conjunction with the dye injection port.

3. DO NOT use the DUMI ManipulatOr™ as a uterine sound.

4. Caution should be exercised in patients with cervical or uterine pathology.

5. Before insertion, test the intrauterine balloon (A) for proper inflation and deflation by inflating and deflating the intrauterine balloon with air.

6. Before insertion, lubricate the distal catheter tip (C) and intrauterine balloon (A).

7. Before insertion, determine the necessity of dilating the cervix to avoid tearing the inflatable balloon. The cervical os should be at least 5mm (0.2in) in diameter to facilitate safe insertion and to reduce the risk of uterine perforation, injury to the cervix and/or intrauterine balloon rupture.

8. After insertion and inflation, ensure the balloon is properly inflated. (Squeeze pilot balloon (B) and check its tautness.)

9. DO NOT use any liquids to inflate the intrauterine balloon. Use of fluid could potentially over-distend and rupture the balloon.

10. DO NOT inject dyes / marking fluids should only be injected through the Luer Lock Adapter (F).

11. DO NOT attach other devices or lines to the pilot balloon.

12. DO NOT insert or remove the DUMI ManipulatOr™ with intrauterine balloon inflated.

13. As with all intrauterine devices, improper use carries a risk of uterine perforation and subsequent bleeding. The surgeon should examine the patient carefully for any indications of uterine perforation and subsequent bleeding and take appropriate clinical steps.

14. A deflated balloon may cause injury and trauma to the uterus. If the intrauterine balloon has ruptured, stop all manipulation immediately. Remove and replace the DUMI ManipulatOr™ with a new unit.

WARNINGS: GENERAL

Only physicians may order the DUMI ManipulatOr™. This device should be used only by surgeons trained in proper techniques for intrauterine surgery, laparoscopic surgery, diagnostic procedures, gynaecological pelvic anatomy, and placement of intrauterine retracting instruments.

1. To avoid potential injury to the uterine wall or inadvertent expulsion of the device from the uterus during the procedure, ensure the intrauterine balloon is inflated prior to manipulation.

2. DO NOT underinflate the intrauterine balloon. Inflation with 7-10cc of air is recommended to compensate for injected air trapped in the pilot balloon and inflation tube. DO NOT exceed 10cc of air.

3. DO NOT attach other devices or lines other than the syringe to inject dyes / marking fluid to the injector port.

4. The DUMI ManipulatOr™ must be inserted along the direction of the uterine cavity, (anteriorly in an anteverted uterus, posteriorly in a retroverted uterus) to reduce the potential of uterine perforation. Pelvic examination should be performed to determine the direction of the uterus.

5. The DUMI ManipulatOr™ is not recommended for use in a large, post-partum uterus as movement of the device may result in uterine wall lacerations and subsequent bleeding.

6. In laparoscopic supracervical hysterectomy, contact between the DUMI ManipulatOr™ and dissecting instruments must be avoided during uterine dissection and excision to reduce the risk of patient injury. Damage to the device and/or intrauterine balloon rupture may also occur.

7. DO NOT stab the DUMI ManipulatOr™.

8. If the surgeon has used the DUMI ManipulatOr™ and the uterus has not been removed, the surgeon should examine the patient carefully for any indications of uterine perforation and subsequent bleeding and take appropriate clinical steps.

9. The safety and effectiveness of the DUMI ManipulatOr™ has not been demonstrated in the settings of uterine bleeding and during adverse reactions such as cramping, or infection.

10. Device designed for short term use but not for more than 24 hours.

WARNINGS: DEVICE REMOVAL

• To avoid traumatizing vaginal canal and/or component detachment when removing the DUMI ManipulatOr™ from patient, DO NOT use excessive force upon device removal.

• Following removal of the DUMI ManipulatOr™ from patient, conduct visual inspection of the DUMI ManipulatOr™ to ensure that the device is completely intact.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Verify that the sterile pouch has not been opened or damaged.

2. Prior to insertion, test the function and integrity of the intrauterine balloon (A) by drawing 6-7cc of air into a standard luer slip syringe and insert into the Inflation Valve at the end of the pilot balloon (B). Inject air to confirm balloon remains inflated. DO NOT use if intrauterine balloon does not remain inflated. Discard and use another DUMI ManipulatOr™ unit.

3. After the successful balloon test, deflate the balloon by removing all air with the syringe and remove syringe.

4. Sound the uterus for depth and direction prior to device insertion. Set the insertion length on the DUMI ManipulatOr™ accordingly using the spring-loaded locking mechanism on the handle. The direction of handle movement along the catheter is indicated on the handle. Graduation marks (centimeter) are located on the catheter for guidance.

5. Determine if the cervix requires dilation. The inflatable balloon may tear if the passage is not wide enough.

6. Lubricate the distal tip (C) and intrauterine balloon (A) for easy insertion.

7. Guide the DUMI ManipulatOr™ carefully along the natural axis of the cervix to avoid injury.

8. Insert the DUMI ManipulatOr™ into the uterus until the face of the cervical stop (C) touches the external cervix. If the uterus is retroverted, rotate the DUMI ManipulatOr™ 180° prior to inserting the intrauterine balloon. Once inserted, rotate the DUMI ManipulatOr™ 180° to antevert the uterus.

9. Inflate the balloon slowly with 3 to 10 cc of air until the cervical stop is pulled tightly against the cervix. When detaching the syringe, hold the plunger to prevent the reflux of air back into the syringe.

10. Pull gently on the DUMI ManipulatOr™ to ensure balloon inflation is adequate. Excessive balloon inflation may cause utero-tubal spasm and physiological closure of patent tubes.

11. To ensure the balloon did not rupture during procedure, check the tautness of the pilot balloon (B). A soft balloon indicates a ruptured or leaking balloon.

12. To remove the DUMI ManipulatOr™, insert a syringe into the valve and deflate the balloon, then remove the DUMI ManipulatOr™ carefully.

13. Before disposing of the DUMI ManipulatOr™, visually inspect the device to check it is intact. The device should be discarded in bio-hazardous waste as per standard procedure.

14. Intrauterine injections: The DUMI ManipulatOr™ has a channel for injection of appropriate dyes or marking materials. Connect a luer lock syringe to the luer lock adapter (F) at the rear of the handle. Use slow and steady pressure for injection of prescribed fluids.

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

KONTRAINDIKACE

Zařízení by nemělo být používáno u:

- pacientek se známým těhotenstvím nebo podezřením na těhotenství
- pacientek se známou nebo suspektní infekcí dělohy nebo vejcovodů
- pacientek s alergií na kapalinu
- Během postupu asistované reprodukce (ART) související s in vitro fertilizací (IVF)
- Pacientky s malou (< 4 cm) houbkovou dělohou
- pacientek s náročnou cervikální malignitou podstupující laparoskopický přístup

Toto zařízení není určeno k použití jako laserová zábrana.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím je třeba, aby si všechni uživatelé přečetli a byli obeznámeni se všemi pokyny, varovánky, kontraindikacemi a upozorněními v tomto příručkovém letáku.

1. Zařízení je určeno pouze k jednorázovému použití. Konstrukce tohoto zařízení nemusí při opakování použít funkci tak, jak je určeno výrobcem. Výrobce nemůže zaručit funkčnost, bezpečnost a spohodlnost opakování používání zařízení.

2. Ve spojení s ventilem pro hustý vzduch lze použít POUEZ injekční stříkačku s nastavcem Luer Slip a ve spojení s portem pro vstřikování barvna lze použít POUEZ injekční stříkačku Luer Lock.

3. NEPOUŽÍVEJTE DUMI ManipulatOr™ jako děložní sondu.

4. Opatrněť je třeba u pacientek s cervikální nebo děložní patologií.

5. Před zavedením využijte správné nafukování a funkci nitrodežložného balónku (A) tak, že ho nafuknete vzdutem a vypustíte.

6. Před zavedením lubrikujte distální hrot katétru (C) a nitrodežložního balónku (A).

7. Před zavedením zjistěte, zda není nutné dilatovat děložní hrdlo, aby nedošlo k roztržení nafukovacího balónku. Pro zajištění bezpečného zavedení a snížení rizika porace děložní hrdly, poranění děložního hrdla a/nebo prasknutí nitrodežložného balónku by měl mit děložní krček průměr nejméně 5 mm.

8. Po vložení a nafukování se ujistěte, že je balónek správně nafukován. (Stiskněte napouštěcí pilotní balónek (B) a zkонтrolejte, zda je napnut.)

9. K nafukování nitrodežložného balónku NEPOUŽÍVEJTE žádné tekutiny. Použijte kapalinu vzhledem k vzdutosti a prasknutí balónku.

10. NEVKLÁDEJTE barvnu / značkovací tekutinu do pilota balónku. Barvna / značkovací tekutinu je třeba vstříknout pouze pomocí adaptérů Luer Lock (F).

11. K pilotnímu balónku NEPRIPOUŽIJTE žádná jiná zařízení.

12. NEZAVÁDĚJTE DUMI ManipulatOr™ do análního kanálu.

13. Stejně jako u všechny nitrodežložných prostředků je tu v případě nesprávné používání riziko porace děložní hrdly a následného kváčení. Chirurg musí pečlivě vyšetřit pacientku z hlediska indikaci pro perforaci děložní hrdly a následného kváčení.

14. Využití balónku může způsobit poranění a trauma děložní hrdly. Pokud dojdete k prasknutí nitrodežložného balónku, okamžitě přestanete s všeobecnou manipulací. Odstraněte a nahradte manipulátor DUMI ManipulatOr™ novou jednotkou.

VAROVÁNÍ: VÝEOBEVNÉ

1. Používejte si mohou objednat DUMI ManipulatOr™. Toto zařízení by mělo používat pouze chirurgové vyškoleni v náležitých postupech nitrodežložní chirurgie, laparoskopické chirurgie, diagnostických vyšetření, gynækologické anatomie pánve a umisťování nitrodežložních retraktátorů a nástrojů.

2. Aby se zabránilo poranění stěny děložní nebo nechtěnému vymřílení nástroje z děložního během vyšetření, musí být nitrodežložní balónek před manipulací nepodstupňován.

3. Nitrodežložní balónek nepodstupňujte. Vykompresování vstříknutého vzduchu zachyceného v pilotním balonku a plnicího kanálu může vést k poškození děložní hrdly.

4. Lyder lymverden pro dybde a retning er vedhæftet til injektion af isethring. Indstil infusionslængden på DUMI ManipulatOr™ i overensstemmelse med højden ved hjælp af den fælleslædede læsemærke på håndtaget. Håndtagets bevegelsesretning langs kateteret er angivet på håndtaget. Der findes inddelingsmærker (centimeter) på katetertip.

5. Fasttag, om cervix skal dilateres. Den infarberbare balon kan revne, hvis passagen ikke er bred nok.

6. Smør den distale spids (C) og ballonen (A) for at lette infodring.

7. For DUMI ManipulatOr™ forsigtig langs 3-4 cm vandret fra cervix til fundus.

8. Indfor DUMI ManipulatOr™ i uterus, indtil forsiden af det cervikale stop (C) rører vedhæftningen af cervix. Hvis uterus er bagoverbejet, holder DUMI ManipulatOr™ enhed.

9. Infodring ballonen langsomt med 3 til 10 ml luft, indtil det cervikale stop sidder tætmod cervix. Hold i stemplet, når sprejtens tages af, for at forhindre, at der strømmer luft ud.

10. Træk forsigtigt i DUMI ManipulatOr™ for at sikre, at ballonen er tilstrækkeligt infatert. Brug langsomt og stabil trykt til injektion af forekvæde vasker.

11. Kontroller, at styrkeballonen (B) er stram, for at sikre, at ballonen ikke revner under indgribet. En blød ballon er tegn på, at ballonen er revnet eller lækket.

12. For at fjerne DUMI ManipulatOr™ indførtes en sprøjt i ventilen, og ballonendeflaters. Fjern derefter DUMI ManipulatOr™ forsigtigt.

13. For DUMI ManipulatOr™ bortskaffes, skal anordningen efteres visuelt for kontrollere, om den er intakt. Anordningen skal bortskaffes som biologisk farligtaffald i henhold til standardprocedurer.

14. Intrauterin injekce: DUMI ManipulatOr™ har en kanál til injektion af passende farvestoffe eller mærkningsmaterialer. Tilslut en luersprøjt til luersprøjtadapter (F) bag på håndtaget. Brug langsomt og stabil trykt til injektion af forekvæde vasker.

Enhver alvorlig hændelse, har fundet sted i forbindelse med dette udstryk, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren er baseret.

Figur 1: A. Intruterin ballon, B. Inflationsventil og styreballoon, C. Cervikalt stop, D. Kateter, E. Håndtere, F. Luer-lock-adapter

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Kontroller, at sterile pose ikke har været åbnet og ikke er beskadiget.

2. Před zavedením zkontrolujte funkčnost a neporušenosť nitrodežložního balónku (A) tak, že do standardní injekční stříkačky s nastavcem nitrodežložního kanálu (B) nafuknete vzdutem a zkontrolujte, zda je balónek závitná nafukovací. Pokud nitrodežložní balónek nezůstane nafukovat, zařízení NEPOUŽÍVEJTE.

3. Stejně jako u všechny nitrodežložných prostředků je tu v případě nesprávné používání riziko porace děložní hrdly a následného kváčení. Chirurg musí pečlivě vyšetřit pacientku z hled

χρησιμοποιήστε άλλη μονάδα DUMI ManipulatORTM.

3. Μετά τη επιτυχόμενή λέγοντας το μπαλόνι αφαιρέψτε όλο το αέρα με τη σύριγγα και αφαιρέστε τη σύριγγα.
4. Ελέγχετε το βόρδος και την κατεύθυνση της μήτρας με μήλη πριν από την εισαγωγή του προϊόντος. Βρίσκετε το μήκος εισαγωγής στο DUMI ManipulatORTM κατάλληλα χρησιμοποιώντας τον ελαπτικό μηχανισμό ασφαλίστρου στη λαβή. Η κατεύθυνση κίνησης της λαβής κατά μήκος του καθετήρα υποδεικνύεται στη λαβή. Οι ενδείξεις διαδικασίας (εκστράτεια) δρίσκονται στον καθετήρα για καθοδήση.
5. Διατοπούστε την μήτρα απότομα διάσταση. Το φουσκωτό μπαλόνι μπορεί να σκοτείται εάν ο δίστος δεν διατηρεί αρκετό πλάτος.
6. Λιπάνετε το περιφερικό σύριγγο (C) στο ενδύματο πιλότου (A) για εύκολη εισαγωγή.
7. Καθόδηση το DUMI ManipulatORTM προετοίκα κατά μήκος του ρυπαντικού σύριγγου του τραχύλου προκειμένου να αποφύγετε την τραυματισμό.
8. Εισαγάγετε το DUMI ManipulatORTM στη μήτρα μέχρι τη προσόντων της αναστολή τραχύλου (C) να ακουστούν τον εμβεπτικό τραχύλο. Εάν η μήτρα έχει οπίσια κάμψη, πετρεύτε το DUMI ManipulatORTM 180° προτού το εισαγάγετε στο ενδυμάτιο μπαλόνι. Μετά την εισαγωγή, πετρεύτε το DUMI ManipulatORTM 180° για προσβάσιμη την μήτρα.
9. Φουσκώστε το μπαλόνι αργά με 3 έως 10 cc αέρα μέχρι το τραχύλο να τραβείται στην πάγκλη. Κατά την αποσύνδεση της σύριγγας, κρατήστε το έμβιο για να αποτρέψετε την πανιδρόμηση του δέρα στη σύριγγα.
10. Τραβήστε από το DUMI ManipulatORTM για να βεβαιωθείτε ότι το φραγματικό του μπαλόνι είναι επαρκές. Το υπερβολικό φουσκωμα του μπαλόνι μπορεί να προκαλέσει στην μήτρα και στην ασθέτικη της λαβή.
11. Για να βεβαιωθείτε ότι το μπαλόνι δεν έκανε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έλεγχτε το τέντωμα του δοκιμαστικού μπαλονιού (B). Ένα μαρκό μπαλόνι αποτελεί ένδειξη οχυρωμένου μπαλονιού με διαρροή αέρα.
12. Για να αφαιρέσετε το DUMI ManipulatORTM 180°, εισαγάγετε μια σύριγγα στη βάση/την κάμψη της μήτρας.

Φυγογόνα μπαλόνια που συνιστούν σε σύγχρονη την συγκεκρινή της ανάγκη για να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στον οποίο ήσαν εγκριθέντα ή και σαρθεντής.

Τυχόν αρρώστιοι μπαλόνια που συνιστούν σε σύγχρονη την συγκεκρινή της ανάγκη για να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στον οποίο ήσαν εγκριθέντα ή και σαρθεντής.

Φυγογόνα 1: Α. Εσωτερικό μπαλόνι, Β. Βαθιά πλήρωσης και πιλότικο μπαλόνι, Κ. Σταματήστε τον αυχένα, Δ. Καθετήρας, Ε. Λαβή, Φ. Αντιπόρως ασφαλίστρου Λuer

INSTRUCCIONES DE USO: DUMI ManipulatORTM

Inyector del manipulador uterino de diagnóstico

INDICACIONES DE USO / BENEFICIOS CLÍNICOS

DUMI ManipulatORTM está indicado para el uso en laparoscopia diagnóstica, minilaparotomía, exámenes de fertilidad y procedimientos de salpingoplastia donde se requiere la manipulación del útero. El eje curvo de longitud ajustable permite la inserción y manipulación atraumática del útero tanto retrovertido como antevierto.

CONTRAINdicACIONES

- El dispositivo no debe utilizarse en:
• pacientes en embarazo conocido o probable
• pacientes con infección uterina o de las trompas conocida o probable
• pacientes con alergia a los medios de contraste
• durante el procedimiento de Reproducción Asistida (TRA) relacionado con la fecundación in vitro
• pacientes con longitudo uterina corta (<4 cm)
• pacientes con malignidad cervical en etapa temprana sometidos a un abordaje laparoscópico

Este dispositivo no está concebido para su uso como mampara contra láser.

PRECAUCIONES

Todos los usuarios deben leer y familiarizarse con todas las instrucciones, advertencias, contraindicaciones y precauciones que figuran en el prospecto antes de utilizar el dispositivo.

1. Este dispositivo está concebido para un solo uso. El diseño de este dispositivo impide que funcione según lo previsto por el fabricante si se reutiliza. El fabricante no puede garantizar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad de un dispositivo reprocessado.

2. Utilice SOLO jeringuillas de tipo Luer-Slip junto con la válvula de inflado de aire y SOLO jeringuillas de tipo Luer-Lock junto con el puerto de inyección de contraste.

3. NO utilice DUMI ManipulatORTM como sonda uterina.

4. Se debe tener precaución en pacientes con patología cervical o uterina.

5. Antes del uso, compruebe con aire que el globo intrauterino(A) se hincha y deshincha adecuadamente.

6. Antes de la inserción, lubrique la punta del catéter distal (C) y el globo intrauterino (A).

7. Antes de la inserción, determine la necesidad de dilatar el cuello uterino para evitar que se rompa el globo hinchable. The cervical os should be at least 5mm (0.2in) in diameter to facilitate safe insertion and to reduce the risk of uterine perforation, injury to the cervix and/or intrauterine balloon rupture.

8. Una vez insertado e inflado, asegúrese de que el estado del globo es correcto.(Apriete el globo piloto (B) y compruebe su tirantez).

9. NO dirigió ningún líquido para hinchar el globo intrauterino. El uso de líquido puede sobredilatar y reventar el globo.

10. NO inyecte colorantes ni marcadores líquidos en el globo piloto. Los contrastes/fluidos de marcado solo deben inyectarse a través del adaptador Luer-Lock (F).

11. No conecte otros dispositivos ni tubos al globo piloto.

12. No inyecte DUMI ManipulatORTM con el globo intrauterino hinchado.

13. Al igual que con todos los dispositivos intrauterinos, un uso inadecuado puede perforar el útero y provocar una hemorragia. El cirujano debe examinar al paciente con cuidado para buscar cualquier indicio de perforación uterina y hemorragia subsiguiente, y seguir los pasos clínicos adecuados.

14. Un globo desinflado puede causar lesiones y traumas en el útero. Si el globo intrauterino se rompe, detenga toda manipulación de inmediato. Retire y sustituya Uterine ElevatORTM PRO® por una unidad nueva.

ADVERTENCIAS: GENERAL

1. Solo los médicos pueden realizar procedimientos de DUMI ManipulatORTM. Este dispositivo debe ser utilizado sólo por cirujanos con experiencia en técnicas apropiadas de cirugía intrauterina, cirugía laparoscópica, procedimientos diagnósticos, anatomía pélvica ginecológica y colocación de instrumentos de retroiluminación.

2. Para evitar lesiones potenciales en la pared uterina o la exposición inadvertida del dispositivo del útero durante el procedimiento, asegúrese de que el globo intrauterino esté inflado antes de la manipulación.

3. NO desinflíche el globo intrauterino. Se recomienda inflar con 7-10 cc de aire para compensar el aire injectado atrapado en el globo piloto y el tubo de inflado. NO excede los 10 cc de aire.

4. NO conecte otros dispositivos o líneas que no sean la jeringuilla para inyectar contrastes/fluidos de marcado al puerto del inyector.

5. DUMI ManipulatORTM debe insertarse en la dirección de la cavidad uterina, (en sentido anterior en un útero en anteviés, y en sentido posterior en un útero en retroversión) para reducir las posibilidades de perforación uterina. Debe realizarse un examen pélvico para determinar la dirección del útero.

6. DUMI ManipulatORTM no se recomienda en un útero grande y post-parto ya que el movimiento del dispositivo puede provocar desgarros en la pared uterina y el sangrado subsecuente.

7. En la histereotomía supracervical laparoscópica, debe evitarse el contacto entre DUMI ManipulatORTM y los instrumentos de disección durante la disección uterina y la escisión para reducir el riesgo de lesionar al paciente. También se puede dañar el dispositivo y/o romper el globo intrauterino.

8. NO doble DUMI ManipulatORTM.

9. Si el cirujano ha utilizado DUMI ManipulatORTM y el útero no se ha retirado, el cirujano debe examinar al paciente con cuidado para comprobar que no hay indicios de perforación uterina y el sangrado subsiguiente, y realizar los pasos clínicos adecuados.

10. No se ha demostrado la seguridad y eficacia de DUMI ManipulatORTM en situaciones de hemorragia uterina y durante reacciones adversas como calambres o infecciones.

11. El dispositivo está diseñado para un uso breve, no superior a 24 horas.

ADVERTENCIAS: EXTRACCIÓN DEL DISPOSITIVO

• Para no provocar traumas en el canal vaginal y/o la pérdida de algún componente al extraer DUMI ManipulatORTM del paciente, NO ejerza una fuerza excesiva durante la extracción del dispositivo.

• Después de extraer DUMI ManipulatORTM del paciente, inspeciónelo para asegurarse de que está completamente intacto.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Compruebe que la boya estéril no está abierta ni dañada.

2. Antes de la introducción, compruebe el funcionamiento y la integridad del globo intrauterino (A) aspirando 6-7 cc de aire con una jeringuilla tipo Luer-Slip distal e insertándola en la válvula de inflado en el extremo del globo piloto (B). Inyecte el aire para confirmar que el globo permanece hinchado. NO UTILICE el globo intrauterino si no permanece hinchado. Deseche la unidad y utilice otra unidad de DUMI ManipulatORTM.

3. Después de probar con éxito el globo, deshinchelo extrayendo todo el aire con la jeringa y, a continuación, retire la jeringa.

4. Sonde el útero para conocer la profundidad y la dirección antes de insertar el dispositivo. Ajuste la longitud de introducción de DUMI ManipulatORTM según corresponda utilizando el mecanismo de bloqueo accionado por resorte del asa. La dirección del movimiento del asa a lo largo del catéter viene indicada en el asa. En el catéter encontrarás marcas de graduación (centímetros) a modo de guía.

5. Determine si el cuello uterino requiere dilatación. El globo hinchable se pude rasgar si el hueco no es lo suficientemente amplio.

6. Lubrifique la punta distal (C) y el globo (A) para facilitar la inserción.

7. Guíe cuidadosamente DUMI ManipulatORTM a lo largo del eje natural del cuello del útero para evitar lesiones.

8. Inserte DUMI ManipulatORTM en el útero hasta que la cara del topo cervical (C) toque el cuello uterino externo. Si el útero está en retroversión, gire DUMI ManipulatORTM 180° antes de insertar el globo intrauterino. Una vez insertado, gire DUMI ManipulatORTM 180° para inclinar el útero.

9. Infié el globo lentamente con 3 a 10 cc de aire hasta que el topo cervical se apriete fuertemente contra el cuello uterino. Cuando extraiga la jeringa, sujete elásticamente la jeringa para evitar el refugio de aire en la jeringa.

10. Tire suavemente de DUMI ManipulatORTM para asegurarse de que el globo se infla adecuadamente. Un inflado excesivo del globo puede causar un espasmo uterotóxico y el cierre fisiológico de los conductos del paciente.

11. Para asegurarse de que el globo no se rompe durante el procedimiento,compruebe la tirantez del globo piloto (B). Si el globo no está tenso puede estropear o con gas.

12. Para extraer DUMI ManipulatORTM, inserte una jeringa en la válvula y desinflé el globo, a continuación retire DUMI ManipulatORTM con cuidado.

13. Antes de desechar DUMI ManipulatORTM, inspeccione visualmente el dispositivo para comprobar que está intacto. El dispositivo se debe desechar como residuo/depósito peligroso según el procedimiento estándar.

14. Inyecciones intrauterinas: El ManipulatORTM DUMI tiene un canal para la inyección de colorantes apropiados o materiales de marcado. Conecte una jeringa de bloqueo al adaptador luer (F) en la parte posterior del mango. Use presión lenta y constante para la inyección de líquidos recetados.

Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con este dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y / o el paciente.

Figura 1: A.Globo intrauterino,B.Válvula de inflado y globo piloto,C.Tape cervical,D.Catéter,E.Manipulat.,F.Adaptateur Luer-lock

MODE D'EMPLOI: DUMI ManipulatORTM

Manipulateur utérin et injecteur

INDICATIONS D'UTILISATION / BIENFAITS CLINIQUES

Le DUMI ManipulatORTM est indiqué pour la manipulation de l'utérus et l'injection de liquides lors de la laparoscopie diagnostique, de la mini-laparotomie, des examens de fertilité et des procédures salpingoplastiques. La tige incurvée de longueur réglable permet une insertion et une manipulation atraumatische.

CONTRE-INDICATIONS

Ce dispositif doit pas être utilisé chez:

- des patientes atteintes d'une infection utérine ou tubaire avérée ou suspectée
- des patientes enceintes ou susceptibles d'être enceintes
- lors d'une procédure de procréation médicalement assistée (PMA) liée à une fécondation in vitro
- des patientes dont la hauteur utérine est <4 cm
- patients atteints d'un cancer du col utérin au stade précoce subissant une approche laparoscopique

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé chez:

- des patientes souffrant d'une allergie au produit de contraste
- lors d'une procédure de procréation médicalement assistée (PMA) liée à une fécondation in vitro
- des patientes dont la longueur utérine est <4 cm
- patients atteints d'un cancer du col utérin au stade précoce subissant une approche laparoscopique

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé chez:

- des patientes souffrant d'une allergie au produit de contraste
- lors d'une procédure de procréation médicalement assistée (PMA) liée à une fécondation in vitro
- des patientes dont la longueur utérine est <4 cm
- patients atteints d'un cancer du col utérin au stade précoce subissant une approche laparoscopique

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé chez:

- des patientes souffrant d'une allergie au produit de contraste
- lors d'une procédure de procréation médicalement assistée (PMA) liée à une fécondation in vitro
- des patientes dont la longueur utérine est <4 cm
- patients atteints d'un cancer du col utérin au stade précoce subissant une approche laparoscopique

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé chez:

7. 부상 방지 위해 자궁경부의 자연적인 측을 따라 조심스럽게 DUMI ManipulatOR™을 넣으십시오.
8. 자궁경부 끝지점(C)이 외부 자궁경부에 닿을 때까지 DUMI ManipulatOR™를 자궁 안으로 삽입하십시오. 후궁자궁인 경우 자궁내 풍선을 삽입하기 전에 DUMI ManipulatOR™을 180°도 회전시키십시오. 삽입하고 나면 DUMI ManipulatOR™을 180°로 회전시켜 자궁을 정시킵니다.
9. 3-10cc의 공기와 풍선에 차워 자궁경부 끝지점이 자궁경부에 빠져 떨릴 때까지 평창시킵니다. 주사기를 분리할 때, 풍선을 잡아 주사기 안으로 공기나 액체가 들어오지 않도록 하십시오.
10. DUMI ManipulatOR™은 부드럽게 잡아당겨 풍선 팽창이 적절하도록 하십시오. 지나친 풍선 팽창은 자궁 난관의 경련을 일으킬 수 있고 환자 난관의 생리학적 폐쇄를 야기할 수 있습니다.
11. 수술 도중 풍선이 파열되지 않도록 시험 풍선(F)의 팽창률을 확인하십시오. 말랑말랑한 풍선은 풍선이 파열되었거나 공기가 새고 있음을 나타냅니다.
12. DUMI ManipulatOR™을 제거하려면 주사기를 뱀 안으로 삽입하고 풍선의 공기를 뺀 다음 DUMI ManipulatOR™을 조심스럽게 끌어내십시오.
13. DUMI ManipulatOR™을 폐기하기 전에 육안으로 기기를 검사하여 온전한 상태인지 확인하십시오. 기기는 표준 절차에 따라 생물학적 유해 물질 쓰레기로 폐기해야 합니다.
14. 자궁 내 주사: DUMI ManipulatOR™은 적절한 압료 또는 마킹 물질의 주입을 위한 체널이 있습니다. 뿐만 아니라 임신과 출산, 태아의 부상 위험을 줄여주는 혈액을 사용하는 경우에도 적합합니다. 이 절차와 관련하여 발생할 수 있는 부상이나 사고는 제조업체 및 사용자 및/또는 환자는 설립된 회원국의 관할 당국에 보고해야 합니다.
그림 1: A. 자궁 내 풍선, B. 평창 헬프 및 제어 풍선, C. 자궁 경부 정지, D.Catheter, E. 핸들, F. 풍선 절개 어댑터

GEBRUIKSAANWIJZING: DUMI ManipulatOR™ Diagnostiche baarmoeder-manipulator-injector

GEbruiksaanwijzing: KLINISCHE VOORDELEN
De DUMI ManipulatOR™ is geïndiceerd voor manipulatie van de baarmoeder en injectie van vloeistoffen tijdens diagnostische laparoscopie, mini-laparotomie, vruchtbaarsonderzoeken en salpingoplastische procedures. De gebogen schacht van instelbare lengte zorgt voor atraumatische inbrenging en manipulatie van zowel de omgekeerde als de naar voren gekantelde baarmoeder.

CONTRA-INDICATIONS

Het instrument mag niet worden gebruikt bij:
• patiënten waarvan bekend is of vermoed wordt dat zijn zwanger zijn
• patiënten met voorgeschiedenis of vermoeden van uterine of tubaire infectie
• patiënten met media-allergie
• tijdens geassisteerde voorplantingstechnieken (ART) gerelateerd aan in-vitro fertilitatie
• patiënten met een korte (<4 cm) uterine lengte
• patiënten met cervicale maliginiteit in een vrouw stadium die een laparoscopische aanpak ondergaan
Het instrument is niet bedoeld voor gebruik als laser-backstop.

WAARSCHUWINGEN

All gebruikers dienen voor gebruik van dit product de verpakkingsbijsluiter te lezen en zich vertrouwd te maken met alle instructies, waarschuwingen, contra-indications en aanwijzingen die daarin vermeld staan.
1. Dit instrument is slechts bestemd voor gebruikelijk gebruik. Dit instrument kan mogelijk niet functioneren zoals het door de fabrikant bedoeld is indien het wordt gebruikt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van een opgewerkte instrument.
2. In combinatie met de luchtblaasklep mogen ALLEEN luer sluispen worden gebruikt. In combinatie met de kleurstofinjepteport mogen ALLEEN luer sluispen worden gebruikt.
3. Gebruik niet de DUMI ManipulatOR™ zelf om de uterus te sonderen.
4. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met cervicale of uterine pathologie.
5. Test de intra-uteriene ballon(A) op correcte werking door de balloon op te blazen met lucht en weer leeg te maken.
6. Smeer vóór het inbrengen de distale katheretterp (C) en de intra-uteriene ballon (A) in.
7. Bepaal voor het inbrengen de hoedzaak om de baarmoederschil te dilateren om het scheuren van de ballon te voorkomen. De baarmoederschil dient een diameter van minimaal 5mm (0,2 in) te hebben, om een veilige invoer mogelijk te maken en het risico op uterine perforaties, letsel aan de cervix en/of intra-uteriene ruptuur van de ballon te verlagen.
8. Controleer na het inbrengen en opblazen dat de ballon correct is opgeblazen. Knijp op de pilootballoon (B) en controleer de stevigheid.
9. GEEN vloeistoffen gebruiken om de intra-uteriene ballon op te blazen. Gebruik van vloeistoffen kan de ballon mogelijk te ver oprokkelen of zelfs laten barsten.
10. GEEN kleurstoffen/markerveleistoffen in de pilootballoon injecteren. Kleurstoffen/markerveleistoffen mogen alleen via de luer lockader (F) worden geïnjecteerd.
11. GEEN andere instrumenten of lijnen op de pilootballoon aansluiten.
12. Voer de DUMI ManipulatOR™ niet in nacht verwijderd hem met opgeblazen intra-uteriene ballon.
13. Zoals bij alle intra-uteriene instrumenten het geval is, kan een fout of onoordeelkundig gebruik perforatie van de baarmoederwand en bloedingen veroorzaken. De chirurg dient de patiënt zorgvuldig te controleren op eventuele indicaties van perforaties en daaruit resulterende bloedingen om zo nodig geneigde klinische stappen te kunnen ondernemen.
14. Een legegelopen ballon kan de baarmoeder kwetsen en trauma veroorzaken. Stop direct met elke manipulatie wanneer de intra-uteriene ballon gescheurd is. Verwijder en vervang de DUMI ManipulatOR™ door een nieuwe unit.

WAARSCHUWINGEN: ALGEMEEN

1. Alleen artsen mogen de DUMI ManipulatOR™ bestellen. Dit instrument mag alleen worden gebruikt door chirurgen die opgeleid zijn in en vertrouwd zijn met de juiste technieken voor intra-uteriene chirurgie, laparoscopische chirurgie, diagnostische procedures, gynaecologische anatomie van de schaamstreek en de plaatsing van intra-uteriene instrumenten.
2. Ze erg lof dat de intra-uteriene ballon opgeblazen is vóór de behandeling, zodat tijdens de procedure mogelijk letsel aan de baarmoedewand of een ongewenste uitdriving van het instrument uit de baarmoeder wordt vermeden.
3. Om tijdens de procedure mogelijk letsel aan de baarmoedewand of een ongewenste uitdriving van het instrument uit de baarmoeder te vermijden, dient men zich ervan te verzekeren dat de ballon VOLDOENDE opgeblazen is. Inflate met 7-10 cc lucht is aanbevolen om te compenseren voor de geïnjecteerde lucht die in de pilootballoon en de inflatieve vezels. NIET MEER dan 10 cc lucht toeveren.
4. Koppel GEEN andere instrumenten of lijnen en de injectiespuit om kleurstof/markerveleistoffen te injecteren aan de injectortoort.
5. De DUMI ManipulatOR™ moet in de richting van de baarmoedehelfte worden ingevoerd (naar voren toe in een baarmoeder met normale ligging, naar achter toe in een gekantelde baarmoeder) om het risico op een baarmoederperforatie te beperken. Er zou een perisvordekoek moeten worden verricht om de richting van de uterus te bepalen.
6. Gebruik de DUMI ManipulatOR™ niet in een grote post-partum uterus, omdat bewegingen van het instrument verwondingen in de baarmoedewand en bloedingen kunnen veroorzaken.
7. In een laparoscopische supraventriculaire hysterectomy moet tijdens de uterine dissec tie en excise contact tussen de DUMI ManipulatOR™ en dissectie-instrumenten worden vermeden om het risico op letsel bij de patiënt te vermijden. Schade aan het instrument en/of het scheuren van de intra-uteriene ballon kan zich ook voordoen.
8. BUG! De DUMI ManipulatOR™ NIET.
9. Wanneer de chirurg de DUMI ManipulatOR™ heeft gebruikt en de uterus niet is verwijderd, dan moet de chirurg de patiënt zorgvuldig onderzoeken op eventuele indicaties voor een uterine perforatie en daaruit resulterende bloedingen en dient hij eventueel noodzakelijke klinische stappen te ondernemen.
10. De veiligheid en effectiviteit van de DUMI ManipulatOR™ is niet aangetoond bij baarmoederbloedingen en bij bewerkingen zoals kramp of infectie.
11. Het instrument is ontworpen voor een kortdurend gebruik van niet meer dan 24 uur.

WAARSCHUWINGEN: VERWIJDERING VAN HET INSTRUMENT

• Gebruik geen excessieve kracht bij de verwijdering van de DUMI ManipulatOR™ uit de patiënt om letsel aan het vaginale kanaal en/of het losraaien van componenten te vermijden.
• Na verwijdering van de DUMI ManipulatOR™ uit de patiënt moet de DUMI ManipulatOR™ visueel gecontroleerd worden om veilig te stellen dat het instrument nog volledig intact is.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Controleer dat de steriele verpakking niet geopend of beschadigd is.
2. Test voorafgaand aan het inbrengen de werking en integriteit van de intra-uteriene ballon (A) door 6-7 cc lucht in een standaard luer sluispen te trekken en deze in het opblaasventiel aan het uiteinde van de pilootballoon (B) in te voeren. Injecteer de lucht om te controleren of de ballon opgeblazen blijft. INSTRUMENT niet gebruiken, wanneer de intra-uteriene ballon niet opgeblazen blijft. Gooi het weg en gebruik een anderde DUMI ManipulatOR™-unit.
3. Na een geslaagde ballontest maakt u de ballon weer leeg door de lucht er met de injectiespuit uit te trekken en verwijderd u tenslotte de injectiespuit.
4. Controleer de baarmoeder op diepte en richting voordat het hulpmiddel wordt ingebracht. Stel, middels het verende vergrendelingsmechanisme op het handvat, de voorvergrendelingen in op de DUMI ManipulatOR™. De richting van de handvatbeweging langs de katheretter is te zien op de katheretter. Ter indicatie staan er op de katheretter grademarkeringen (centimeter).
5. Bepaal of de baarmoederschil gedilateerd moet worden. De ballon kan scheuren indien de oorogen niet breed genoeg is.
6. Smeer de distale tip (C) en ballon (A) met een glijmiddel in om ze gemakkelijk te kunnen inbrengen.
7. Leid de DUMI ManipulatOR™ voorzichtig langs de natuurlijke as van de baarmoederschil om letsel te voorkomen.
8. Breng de DUMI ManipulatOR™ in de baarmoeder in totaal de voorkeur van de cervicale stop (C) tegen de baarmoederschil komt te liggen. Bij retroversion of de uterus draai u de DUMI ManipulatOR™ 180°, voordat de intra-uteriene ballon wordt ingevoerd. Draai de ingebrachte DUMI ManipulatOR™ voorzichtig 180° om de uterus naar voren te kantelen.
9. Blaas de ballon langzaam op met 3 tot 10 cc lucht totdat de cervicale stop strak tegen de baarmoederschil wordt getrokken. Hou de plunjer van de spuit vast om te voorkomen dat er lucht terug in de spuit stroomt.
10. Trek voorzichtig aan de DUMI ManipulatOR™ om ervoor te zorgen dat de ballon voldoende is opgeblazen. Wanneer de ballon te ver opgeblazen is, kunnen er uterotubaria spasmen en fysiologische afsluiting van buizen in de patiënt ontstaan.
11. Controleer dat de pilootballoon (B) goed strak zit om u ervan te vergewissen dat de ballon tijdens de procedure niet gescheurd is. Een losse ballon wijst op een scheur of lek.
12. Om de DUMI ManipulatOR™ te verwijderen, steekt u een spuit in de klep en laadt de lucht uit de ballon wegdekken, vervolgens verwijderd u voorzichtig de DUMI ManipulatOR™.
13. Voordat u de DUMI-manipulator weggooit, moet u het apparaat visueel inspecteren om te controleren of het intact is. Het apparaat moet worden weggegooid in biologisch gevarenloos afval volgens de standaardprocedure.
14. Intra-uteriene injecties: De DUMI ManipulatOR™ heeft een kanaal voor injectie van geschikte kleurstoffen of markeringsmaterialen. Sluit een lucht loopt sput om de luer lockader (F) aan de achterkant van het handvat. Gebruik langzame en constante druk voor injectie van voorbereidingsvloeistoffen.
Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot dit hulpmiddel, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en / of patiënt is gevestigd.

Arbejdning 1: A. Intra-uteriene ballon, B. Inflatielokpil en pilootballon, C. Cervicale stop, D. Katheter, E. Handvat, F. Luer lock adapter

BRUKSANVISNING: DUMI ManipulatOR™

Diagnostisk injektor til uterus manipulator

INDIKASJONER/ KLINISKE FORDELER

DUMI ManipulatOR™ er indset for manipulering av livmoren, og injeksjon av væsker under diagnostisk laparoskop, mini laparotomi, fruktbarhetsundersøkelse og salpingoplastiske prosedyrer. Det bude skaffet med justerbar lengde muliggjør atraumatisk innsetting og manipulering av både retrovertert og antevertert livmor.

KONTRAINDIKASJONER

Enheten skal ikke brukes hos:

- pasienter med kjent eller mistenk gravitet
- pasienter med kjent eller mistenk uterin eller tubal infeksjon
- pasienter med media-allergi
- ved assistert reproduksjons teknologi (ART) som er relatert til in vitro-fertilisering
- pasienter med kort uterin lengde (<4 cm)
- pasienter med malignitet i livmorhalsen i en tidlig laparoskopisk tilnærming

Denne enheten er ikke ment til bruk som en laserstoppkloss.

FORSIKTIGHETSREGLER

Alle brukere må lese og gjøre seg kjent med alle instruksjoner, advrasler, kontraindikasjoner og forsikrighetsregler i pakningsvedleget for de bruker dette produktet.

1. Denne enheten er kun til engangsbruk. Utforming av denne enheten gjør at den kanskje ikke fungerer som den skal dersom den gjengres.
2. Det må KUN brukes luersprøyter sammen med luftinflasjonsventilen, og det må KUN brukes luerlåssprøyter sammen med sprøyteporten for faststoffet.
3. IKKE bruk DUMI ManipulatOR™ til måling av uterus.
4. Forsikrighet bør utøves hos pasienter med patologi i livmorhalsen eller livmoren.
5. Test at den intrauterine ballongen(A) føles ordentlig opp og fungerer ved opplysing og tomming for bruk.
6. Smør den distale kateterluppen (C) og den intrauterine ballongen (A) for innbringning.
7. Kontroller behovet for dilatasjon av livmor for å unngå ruptur av ballongen. Livmormunnen skal være mindt 5 mm (0,2 in) i diameter for at det skal være mulig med suker innbringning og for redusere risikoen for uterini perforasjon, skade på livmor og/eller ruptur av intrauterin ballong.
8. Etter innbringning og opplysing skal det sikres at ballongen er korrekt fylt. (Klem på pilottballongen (B) og kontroller om den er tett.)
9. Bruk IKKE fornø for væsker til å fylle den intrauterine ballongen. Ballongen kan potensielt løsfaller for mye og spreke den.
10. Etter innbringning og opplysing skal det sikres at ballongen er korrekt fylt.
11. Etter fylling kan forstås skade og skade på livmoren.
12. Smør den distale kateterluppen (C) og den intrauterine ballongen (A) for innbringning.
13. Som med all intrauterine utstyr kan utstyr til uterini perforasjon og pærføring og igangsette hensiktssmessige kliniske tiltak.
14. En tom ballong kan forstås skade og skade på livmoren.

Het instrument is niet bedoeld voor gebruik als laser-backstop.

WAARSCHUWINGEN

Alle gebruikers dienen voor gebruik van dit product de verpakkingsbijsluiter te lezen en zich vertrouwd te maken met alle instructies, waarschuwingen, contra-indications en aanwijzingen die daarin vermeld staan.
1. Dit instrument is slechts bestemd voor gebruikelijk gebruik. Dit instrument kan mogelijk niet functioneren zoals het door de fabrikant bedoeld is indien het wordt gebruikt. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties, veiligheid en betrouwbaarheid van een opgewerkte instrument.
2. In combinatie met de luchtblaasklep mogen ALLEEN luer sluispen worden gebruikt. In combinatie met de kleurstofinjepteport mogen ALLEEN luer sluispen worden gebruikt.
3. Gebruik niet de DUMI ManipulatOR™ zelf om de uterus te sonderen.
4. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met cervicale of uterine pathologie.
5. Test de intra-uteriene ballon(A) op correcte werking door de balloon op te blazen met lucht en weer leeg te maken.
6. Smeer vóór het inbrengen de distale katheretterp (C) en de intra-uteriene ballon (A) in.
7. Bepaal voor het inbrengen de hoedzaak om het scheuren van de ballon te voorkomen. De baarmoederschil dient een diameter van minimaal 5mm (0,2 in) te hebben, om een veilige invoer mogelijk te maken en het risico op uterine perforaties, letsel aan de cervix en/of intra-uteriene ruptuur van de ballon te verlagen.
8. Controleer na het inbrengen en opblazen dat de ballon correct is opgeblazen. Knijp op de pilootballoon (B) en controleer de stevigheid.
9. GEEN vloeistoffen gebruiken om de intra-uteriene ballon op te blazen. Gebruik van vloeistoffen kan de ballon mogelijk te ver oprokkelen of zelfs laten barsten.
10. GEEN kleurstoffen/markerveleistoffen in de pilootballoon injecteren. Kleurstoffen/markerveleistoffen mogen alleen via de luer lockader (F) worden geïnjecteerd.
11. GEEN andere instrumenten of lijnen op de pilootballoon aansluiten.
12. Voer de DUMI ManipulatOR™ niet in nacht verwijderd hem met opgeblazen intra-uteriene ballon.
13. Zoals bij alle intra-uteriene instrumenten het geval is, kan een fout of onoordeelkundig gebruik perforatie van de baarmoederwand en bloedingen veroorzaken. De chirurg dient de patiënt zorgvuldig te controleren op eventuele indicaties van perforaties en daaruit resulterende bloedingen om zo nodig geneigde klinische stappen te kunnen ondernemen.
14. Een legegelopen ballon kan de baarmoeder kwetsen en trauma veroorzaken. Stop direct met elke manipulatie wanneer de intra-uteriene ballon gescheurd is. Verwijder en vervang de DUMI ManipulatOR™ door een nieuwe unit.

ADVARSLER: GENERELT

1. Bare leger kan lekke DUMI ManipulatOR™. Denne enheten skal bare brukes av leger som har fått opplevelser i riktige teknikker for intrauterin kirurgi, laparoskopisk kirurgi, diagnostiske prosedyrer, gynækologisk bekkeneranatomti og plassering av intrauterine instrumenter til retraksjon.
2. Pass på at den intrauterine ballongen er blåst opp før manipulering, for å unngå potensiell skade på livmørveggene eller uløstikket utstøting av utstøtning fra livmoren.
3. Den intrauterine ballongen skal IKKE fylles utstrekkelig. Opplysing med 7–10 ml luft anbefales for å kompensere for injertet som er fanget i pilottballongen og påfyllingslangstren.
4. IKKE fest andre enheter eller slanger enn sprøyten for å innsette farge/merknaringsvæske i injektorporten.
5. DUMI ManipulatOR™ må innføres langs retningene av livmoren (framover til foroverbyrd livmor, posteriørt ved bakoverbyrd livmor) for å redusere risikoen for uterini perforasjon. Det bør føres en bekkenerundersøkelse for en fastslått invistilering.
6. Det anbefales ikke å bruke DUMI ManipulatOR™ i en stor livmor etter utstøtning for å unngå utstøtning fra pilottballongen.
7. Ved laparoskopisk supraventrikulær hysterorektomi må kontaktet mellom DUMI ManipulatOR™ og utstøtningen reduseres ved å feste en ekstra kateter i utstøtningen.
8. Bruk IKKE fornø for væsker til å fylle den intrauterine ballongen (A) til fullhet. Utsøtningen kan øke risikoen for uterini perforasjon.
9. Hvis leken har brukt DUMI ManipulatOR™ og livmoren ikke er fernet, skal legen undersøke pasienten nøy for tegn på uterini perforasjon og pærføring og igangsette hensiktssmessige kliniske tiltak.
10. Sikkerheten og effektiviteten i DUMI ManipulatOR™ har ikke blitt demonstret ved livmørbloedinger og under bivirkninger som krammer eller infeksjon.
11. Enheten er utviklet for kontrollsluk, men ikke i mer enn 24 timer.

ADVARSLER: FJERNING AV UTSTYR

- For å unngå skader på vaginalkanalen og/eller at komponenter løsner når DUMI ManipulatOR™ fjernes fra pasienten, skal det IKKE brukes overvreden kraft ved fjerning.
- Etter fjerning av DUMI ManipulatOR™ fra pasienten, skal det foretas visuell inspeksjon av DUMI ManipulatOR™ for å sikre at utstøtning er helt intakt.

BRUKSANVISNING

1. Kontroller at den sterile posen ikke er åpenet eller skadet.
2. For innbringning må du teste funksjonen og integrasjonen til den intrauterine ballongen (A) ved å trekke

BRUKSANVISING

- Kontrollera att den sterila påsen inte har öppnats eller skadats.
- Innan införandet av ballongen ska du testa att den intrauterina ballongen (A) fungerar och är hel genom att suga upp 6-7 ml luft i en vanlig lufrörspruta och föra den i den uppläsningsventilen i slutet av pilotballongen (B). Injicera luft och kontrollera att ballongen blåses upp. Den intrauterina ballongen får INTE användas om luften försvinner ur den. Kassera den i sådana fall och använd en annan DUMI Manipulator™-enhet.
- Om ballongen klarar testet, töm ballongen genom att avlägsna all luft med sprutan och avlägsna sedan sprutaten.
- Ljud i livmoderin för djup och riktning innan enheten sätts in. Ställ in införningslängden på DUMI Manipulator™ med hjälp av den fjäderbelastade läsmekanismen på handtaget. Handtagets rörelserikning längs katetern anges på handtaget. Graderingsmarkeringar (centimeter) finns på katetern som vägledning.
- Undersök behovet av att dilatera livmoderhalsen. Ballongen kan skadas om passagen inte är tillräckligt bred.
- Smörja den distala spetsen (C) och den intrauterina ballongen (A) för enkel insättning.
- DUMI Manipulator™ ska försiktigigt föras längs livmoderhalsens naturliga form så att inga skador uppstår.
- För i DUMI Manipulator™ i uterus tills cervixstoppet (C) rör vid livmoderhalsens extrema del. Vid retroversion av uterus ska du rotera DUMI Manipulator™ 180° innan den intrauterina ballongen förs in. Efter införandet roterar den försiktig DUMI Manipulator™ 180° för anteversion av uterus.
- Blås långsamt upp ballongen med 3 till 10 ml luft tills cervixstoppet sitter tätt mot livmoderhalsen. När du avlägsnar sprutan, håll i sprutkollen för att förhindra ett omvänt luftflöde i den sprutan.
- Dra försiktig i DUMI Manipulator™ för att kontrollera att ballongen är uppblåst till lämplig nivå. Om ballongen blåses upp för mycket kan uterotubal spasm uppstå och aggledare med fri passage kan stängas.
- För att säkerställa att ballongen inte har fått en ruptur under införinget, kontrollera att pilotballongen (B) är spänd. En mjuk ballong tyder på ruptur eller läckage.
- För att avlägsna DUMI Manipulator™ för in en spruta i ventilen och töm ballongen på luft. Sedan kan du försiktig avlägsna DUMI Manipulator™.
- Innan du kasseras DUMI Manipulator™ ska du visuellt kontrollera att instrumentet är intakt. Instrumentet ska kasseras i behållare för smittfarande avfall enligt sjukhusets gängse rutiner.
- Intrauterin injektor: DUMI Manipulator™ har en kanal för injektion av lämpliga färgämnen eller märkningsmaterial. Anslut en luerässpruta till lueråsadapters (F) på handtagets baksida. Använd långsamt och stadigt tryck för injektion av föreskrivna vätskor.

Alla allvarliga händelser som inträffat i samband med denna enhet bör rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.
Figur 1: A. Intrauterin ballong, B. Uppläsningsventil och pilotballong, C. Cervixstopp, D. Kateter, E. Handtag, F. Luer Lock-adapter

KULLANIM TALİMATLARI: DUMI Manipulator™

Tanış Uterin Manipülör Enjekktörü

KULLANIM ENDİKASYONLARI / KLINİK FAYDALAR

DUMI Manipulator™'nun manipülasyonu ve tanış laparoskop, mini laparotomi, doğurganlık muayeneleri ve salpingoplastik prosedürler sırasında sivi enjeksiyonu için endikatedir. Ayarlanabilir uzunluktaki kavisi şeffaf, hem retrovert hem de antevert uterusun atravmatik yerleştirilmesine ve manipülasyonuna izin verir.

KONTRENDAKİSAYONLAR

Cihaz aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- bilinen veya şüphelenilen gebeliği olan hastalar
- bilinen veya şüphelenilen uterus veya tubal enfeksiyonu olan hastalar
- ortan alerjisi olan hastalar
- in vitro fertilizasyon (IVF) ile ilgili yardımının üreme teknolojisi (ART) sırasında
- rahim uzunluğu kısa (<4cm) olan hastalar
- laparoskopik bir yaklaşım uygulanan erken evre servikal malignitesi olan hastalar

Bu cihaz bir Lazer Desteği olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İKAZLAR

Cihaz kullanıldığında önce, tüm kullanıcılar bu prospektüsünü tüm bilgilendirme, uyarı, kontrendikasyon ve önlemleri okumalı ve bunlara asına olmalıdır.

- Cihaz sadece tek kullanım için tasarlanmıştır. Bu cihaz, tekrar kullanılacağı takdirde üreticinin amaçladığı şekilde çalışmamayılar. Üretici tekrar işlemenin bir cihazın性能, güvenliği ve güvenilirliğini garanti edmez.
- Hava sığırıne vallı birlikte SADECE luer silikon ekjenekler ile birlikte SADECE luer silikon ekjeneklerle byoya enjeksiyon portu ile birlikte SADECE luer silikon ekjenekler kullanılmalıdır.
- DUMI Manipulator™'u uterus sondası olarak KULLANMAYIN.
- Servikal veya uterus patolojisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
- Yerleştirme işleminden önce intrauterin balon havaya sıçın sıçnörderek, intrauterin balonun düzgün şişip şişmediğini ve çalışmasını test edin.
- Yerleştirme işleminden önce, distal kateter ucunu (C) ve intrauterin balonu (A) yağlayın.
- Yerleştirme işleminden önce, şırınlıtılmış serviks üzerindeki sıçın sıçnörderek, intrauterin balonun havaya sıçın sıçnörderek, intrauterin servikal kanalı ve rahim delinmesini, serviks yarılaması ve/yerleştirmeye intrauterin balon rüptür riskini azaltmalıdır.
- Yerleştirdikten ve sisirdikten sonra, balonun düzgün şekilde şişip şişmediğini kontrol edin. (Pilot balon) (B) sıkıca gerçinilini kontrol edin.
- Intrauterin balon sıçrmak için herhangi bir svi KULLANMAYIN. Svi kullanımını potansiyel olarak balonu aşırı gerebili ve yırtılırlı.
- Pilot balonun içine boyalı şeritle maddesi enjekte ETMEYİN. Boyalar / işaretleme sıvıları sadece Luer Kilit Adaptöründen (F) enjekte edilmelidir.
- Pilot balona başka cihazlar veya hatalar TAKMAYIN.
- Intrauterin balonu DUMI Manipulator™'u sisirilmiş haldeyken YERLEŞİTİRMEYİN veya ÇIKARMAYIN.
- Tüm intrauterin cihazlardaki ıslaklığı gibi, bu cihazın uygunusunu kullanımı rahim delinmesi ve sonrasında kanama riskini taşıır. Cerrah hastayı rahim delinmesi ve sonrasında kanama endikasyonları açısından dikkate muayene etmekle ve gerekken klinik önemli alanları almaları.
10. Pilot balonun içine boyalı şeritle maddesi enjekte ETMEYİN. Boyalar / işaretleme sıvıları sadece Luer Kilit Adaptöründen (F) enjekte edilmelidir.

UYARILAR: GENEL

- Sadece doktorlar DUMI Manipulator™ siperiği verebilir. Bu cihaz yalnızca intrauterin cerrahisi, laparoskopik cerrahi, tanış prosedürler, jinekolojik pelvis anatomisi ve intrauterin çekme eklenlerinin yerleştirilmesi için uygun teknikler arasında eğitim almış cerrahlar tarafından kullanılmalıdır.
- Prosedür sırasında rahim duvarında olası bir yaralanmadan veya cihazın rahimden istenmeden dışarı atılması kaçınmak için, manipülasyondan önce intrauterin balonun sisirildiğinden emin olun.
- Intrauterin balon GEREGİNEN AZ SİŞİRMEYİN. Pilot balonun ve sisirme tüpünün içinde hapsolan havayı telafi etmek için 7-10cc hava ile sisirme önerilir. 10cc havayı ASMAYIN.
- Enjektör tonuna boyalı şeritle maddesi enjekte ederken, şiringanın dışında başka cihaz veya TAKMAYIN.
- Rahim delinmesi potansiyel olarak azaltılmalıdır. DUMI Manipulator™'ın rahim boyunca boyunca yerleştirilebilir (antevertret uterus öne, retrovertret uterus arkaya). Rahim yönün belirlemek için pelvik muayene yapılmalıdır.
- Cihaz hareketi rahim duvarında laserasyonlara ve sonrasında kanamaya yol açabileceğinden, DUMI Manipulator™'un geniş postpartum rahimde kullanılması önerilmez.
- Laparoskopik supraservikal histerektomide hastanın yaralanma riskini azaltmak için, rahim diskeşiyonu ve eksizyonu sırasında DUMI Manipulator™ ile diskeşyon eklenler arasında temasta kaçınılmamalıdır. Cihaz hasarı ve/yerleştirmeye intrauterin balonu yırtılma meydana gelebilir.
- DUMI Manipulator™ ile diskeşyon eklenler arasında temasta kaçınılmamalıdır.
- Eğer cerrah DUMI Manipulator™'u kullanmış ve rahim çıkarılmışsa, cerrah hastayı rahim delinmesi ve sonrasında kanama endikasyonları açısından dikkate muayene etmekle ve gerekken klinik önemli alanları almaları.
- DUMI Manipulator™'unuruñun güvenliği ve etkinliği, uterus kanaması ortamlarında ve kramp veya enfeksiyon gibi advers reaksiyonlar sırasında kanıtlanmasıdır.
- Cihaz kisa süreli kullanım için tasarlanmıştır, ancak bu süre 24 saatle geçmez.

UYARILAR: CIHAZIN ÇIKARILMASI

- DUMI Manipulator™'u hastadan okarrenin vaginal kanal travmasını ve/yerleştirmeye intrauterin balonun sisirme işlevini koruyan cihaz çıkarma işlevinde asırı kuvel KULLANMAYIN.
- DUMI Manipulator™'u hastadan çıkarıldıktan sonra, cihazın tamamen intakt olduğunu emin olmak için DUMI Manipulator™'u görsel olarak inceleyin.

KULLANIM TALİMATLARI

- Steril ambalajın açıldığından ve hasar görmeden emin olun.
- Yerleştirmeden önce, intrauterin balonun (A) işlevini ve bütünlüğünü, standart bir luer silip sıçrına 6-7cc hava çekerek ve pilot balon (B) ucundaki sisirme valfinin yerleştirilecek test edin. Balonun sisirilmiş dumunda kaldırıldığı doğrulanmak için hava enjekte edin. Intrauterin balon sisirilmesi halde kalımyorsa KULLANMAYIN. Altın ve baska bir DUMI Manipulator™'ntesini kullanın.
- Başarılı bir balon testinden ardından, tüm havayı sisirgenye alarak balonu söndürün ve sisirgenyi çıkarın. Kateter boyunca katereğin yönü tutamak üzerinde belirtilmiştir. Seviye işaretleri (sanitmetre) kılavuz olarak kateterde bulunur.
- Servisik genelitlemesine gerek olup karanlık karar verin. Geçit yeterince geniç olmazsa, sisirilebilir balon yırtılabilir.
- Kolay yerleştirme için distal ucu (C) ve intrauterin balonu (A) yağlayın.
- Yaralanmaları önlemek için DUMI Manipulator™'u dolgu eksemi boyalı dikkatle çıkarın.
- DUMI Manipulator™'un rahim içinde, servikal stop (C) yüzü diş servis dokununa kadar inferiorin. Eğer uterus ters dönmüşse, intrauterin balonu yerleştirmeden önce DUMI Manipulator™'u 180° döndürün. Yerleştirdikten sonra, DUMI Manipulator™'u 180° çevirerek uterusu antevert edin.
- Balonu 10 cc hava ile yavaşça, servikal stop sıkica servise dayanıncaya kadar şarşırın. Şirinmeye sokerkent, şirinliğin içine geri hava akışı önemek için pistonlu tutun.
- Balonun yeterince sisirildiğinden emin olmak için DUMI Manipulator™'u nazikçe çekin. Balonun aşırı sisirilmesi uterotubal spazma ve açık tüplerin iyileşmesi riskini artırır.
- Balonun prosedür sırasında yutulduğundan emin olmak için, pilot balonun (B) gerçinilini kontrol edin. Balonun yumuşak olması, balonda yirik veya kelepçe olduğunu işaretler.
- Balonun prosedür sırasında yutulduğundan emin olmak için, pilot balonun (B) gerçinilini kontrol edin. Balon yumuşak olması, balonda yirik veya kelepçe olduğunu işaretler.
- DUMI Manipulator™'u sıkıca enjekte edin. Valfin içine bir şiringa yerleştirin ve balonu söndürün, ardından DUMI Manipulator™'u dikkatle çıkarın.
- DUMI Manipulator™'u atmadan önce cihazı gözden geçirerek intact olduğunu emin olun. Cihaz standart prosedür uyarınca biyologik tehliliği atık olarak bertaraf edilmelidir.
- Rahim içi enjeksiyonları: DUMI Manipulator™, uygun boyaların veya içerişte malzemelerin enjeksiyonu için bir kanala sahiptir. Kulanıksızlığındaki luer kilit adaptöründe (F) bir luer lock şiringası bulunmaktadır. Reçete edilen sıvıların enjeksiyonu için yaşa ve sahit basincı kullanın.

Bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticisi ve kullanicıni ve/veya hastanın yerlesik olduğu Üye Devletin yetkilisi

otoritesine bildirilmelidir.

Şekil 1: A. Intrauterin Balon, B. Sıçırma Valfi ve Pilot Balon, C. Servikal Stop, D. Kateter, E. üstesinden gelmek, F. Luer Kilit Adaptörü

使用指示: DUMI Manipulator™
診斷性 似子宫机械手注射器

ZH

適應症 / 臨床效益

DUMI操縱器™適用於在診斷性腹腔鏡檢查，小型剖腹手術，生育檢查和輸卵管整形術期間操作子宮和注射液體。可調節長度的彎曲軸允許對後傾和前傾子宮進行無損傷插入和操作。

禁忌症

- 此裝置不可用於：
 - 已知或疑似懷孕的患者，
 - 已知或疑似子宮或輸卵管感染的患者，
 - 對導管質過敏的患者，
 - 在與體外人工受孕 (IVF) 相關的輔助生產技術 (ART) 程序期間
 - 子宮深度較短 (<4cm) 的患者
- 早期宮頸惡性腫瘤的腹腔鏡檢查方法。
- 本裝置的預期用途並非作為雷射牽架使用。

注意事項

- 使用此裝置之前，所有用戶必須閱讀並熟悉此包裝夾頁上的所有指示、警告、禁忌症及注意事項。
1. 裝置僅供單次使用。若重複使用本裝置，可能無法如製造商預期般運作。製造商無法保證再處理裝置的效能、安全性和可靠性。
2. 只有 Luer 滑固式注射器必須與填充閥搭配使用，且只有 Luer 鍵固式注射器必須搭配染料注射口使用。
3. 切勿使用 DUMI Manipulator™ 作為子宮探子。
4. 子宮或子宮病變患者應謹慎。
5. 在裝置插入前，請將子宮內氣球充氣並放氣，測試子宮內氣球 (A) 能否達到適當的膨脹與功能。
6. 插入前，應潤滑遠端導管尖端 (C) 和子宮內氣球 (A)。
7. 插入前，確定是否需要擴張子宮頸，以避免撕裂充氣囊。子宮頸口直徑應至少為 5mm (0.2in)，以便於進行安全插入，並且減少子宮穿刺、子宮頸受到傷害和/或子宮內氣球破裂的風險。
8. 插入並充氣之後，確保氣囊已正確充氣。
9. 請勿使用任何液體使子宮內氣球膨脹。使用液體可能會導致氣球過度膨脹和破裂。
10. 請勿將染料/標記液注入先導氣球染料口/標記液體只能透過 Luer 鍵固式適配器 (F) 射出。
11. 請勿將其他裝置或管路連接引導氣球。
12. 切勿在子宮內氣球充氣的情況下插入或取出 DUMI Manipulator™。
13. 與所有子宮內裝置一樣，不當使用會有子宮穿破和後續出血的風險。外科醫師應仔細檢查患者，查看是否有任何任何明顯的子宮穿破及後續出血跡象，並採取適當的臨床步驟。
14. 沖氣的氣囊可能造成子宮受傷及裂傷。如果子宮內氣球破裂，請立即停止所有操作。移除並將 Dumi Manipulator™ 換為新裝置。

警告：一般資訊

1. 只有醫生可以訂購DUMI Manipulator™。本裝置僅由接受過子宮內手術、腹腔鏡外科手術、診斷性程序、婦科骨盆腔解剖構造和放置子宮內伸縮儀器方面適當訓練的外科醫師使用。
2. 為避免手術期間子宮壁可能受傷或裝置不慎從子宮被排出，請確認在操作前已將子宮內水球填充完成。
3. 子宮內氣球請勿充氣不足。建議充氣 7-10cc 的空氣，以備僅殘留在導管氣球與充氣管中的注入空氣。不得超過 10cc 的空氣。
4. 切勿裝上注射器以外的其他裝置或管路，來將染料/標記液注入注射器。
5. DUMI Manipulator™ 必須沿著子宮腔室的方向插入（子宮前傾者在前，子宮後傾者在後），以降低子宮穿刺的可能。應進行骨盆腔檢查，以確定子宮方向。
6. Dumi Manipulator™ 不建議用於擴大的產後子宮，因為裝置的移動可能會造成子宮壁裂傷與後續出血。
7. 為了降低患者受傷的風險，在腹腔鏡陰道上子宮切除術中，在摘除和切除子宮的過程中，必須避免 DUMI Manipulator™ 和摘除儀器有所接觸。也可能造成裝置損壞和/或子宮內氣球破裂。
8. 切勿彎曲 DUMI Manipulator™。
9. 若外科醫師已使用 Dumi Manipulator™ 而尚未移除子宮，則應仔細檢查患者是否有任何有子宮穿刺和後續出血的跡象，並採取適當的臨床步驟。
10. DUMI Manipulator™ 的安全性和有效性和尚未在子宮出血和痙攣或感染等不良反應期間得到證實。
11. 裝置設計為短期使用，但不可超過 24 小時。

警告：裝置移除

- 為避免在從患者身上取下 DUMI Manipulator™ 時造成陰道溝創傷和/或元件脫落，在移除裝置時請勿過度用力。
- 從患者體內移除 DUMI Manipulator™ 後，對 DUMI Manipulator™ 進行目視檢查，以確保該裝置完好無損。

使用說明書

- 確認無菌袋未曾打開或損壞。
- 在插入前，應將 6-7cc 的空氣抽入標準 Luer 滑固式注射器，以便測試子宮內水球 (A) 的功能及完好度，再插入至測試氣球末端的填充閥。注入空氣以確認氣球保持充氣。如果子宮內氣球未保持充氣，請勿使用。丟棄並使用其他 DUMI Manipulator™ 裝置。
- 成功完成氣球測試後，請使用注射器排出所有空氣並移除注射器，以排空氣球。
- 在裝置插入前，應先測量子宮的深度和方向。根據需要，使用把手上的彈簧式鎖定機構，在 DUMI Manipulator™ 上設定插入長度，把手沿着導管移動的方向標示於手上。刻度標記 (公分) 位於導管上以供指引。
- 確定子宮頸是否需要擴張，如果通道寬度不足，充氣囊可能會撕裂。
- 潤滑遠端尖端 (C) 和子宮內氣球 (A)，以便於插入。
- 沿著子宮頸的自然軸線 (c) 將 DUMI Manipulator™ 插入子宮頸塞 (C) 的面接觸到外子宮頸。若子宮後傾，在插入子宮內氣球之前，請將 DUMI Manipulator™ 轉動 180°。使子宮前傾。
- 以 3 至 10 毫升的空氣緩慢將氣球充氣，直到子宮頸塞被緊緊地拉向子宮頸。卸除注射器時，請握住柱塞以防止空氣回流到注射器內。
- 輕輕拉動 DUMI Manipulator™，以確保充氣囊已充分充氣。充氣過足的氣囊可能導致子宮輸卵管痙攣及專利導管發生物理性閉合。
- 為確保充氣囊不在手術過程中破裂，請檢查前導氣囊 (B) 的韌度。氣囊變軟表示氣囊已破裂或漏氣。
- 若要移除 DUMI Manipulator™，請將注射器插入閥門並將氣囊放氣，然後小心地移除 DUMI Manipulator™。
- 在丟棄 DUMI Manipulator™ 之前，請自視檢查裝置是否完好無損。裝置應按照標準程序與有害生物廢棄物一同丟棄。
1. 宮內注射：DUMI機械手™具有注射適當染料或標記材料的通道。將魯爾鎖注射器連接到手柄後部的魯爾鎖適配器 (F) 。使用緩慢而穩定的壓力注射規定的液體。

與該設備有關的任何嚴重事件應報告給製造商和建立用戶和/或患者所在成員國的主管當局。

圖1: A. 子宮內球囊, B. 充氣閥和先導球囊, C. 子宮頸塞, D. 導管, E. 手柄 F. 魁魯鎖適配器

||
||
||