




Laerdal


helping save lives




Laerdal Airway Management Trainer

Doskonalenie umiejętności udrażniania dróg oddechowych w realistycznych warunkach

Trenażer Laerdal Airway Management Trainer realistycznie odwzorowuje drogi oddechowe oraz górną część torsu osoby dorosłej, umożliwiając demonstrację i ćwiczenie technik intubacji, wentylacji oraz odsysania. Trenażer można wykorzystać również do demonstracji bronchoskopii oraz intubacji przy użyciu bronchofiberoskopu.





Zalety trenażera Laerdal Airway Management Trainer

- Realistyczne odwzorowanie anatomii, tkanek i skóry
- Możliwość przeniesienia ćwiczonych procedur bezpośrednio do praktyki klinicznej
- Ćwiczenia praktyczne w zakresie usuwania niedrożności oraz odsysania płynnej treści
- Minimalne wymagania konserwacyjne i wytrzymała konstrukcja zapewniają niskie koszty szkolenia
- Podstawa montażowa zapewnia stabilne warunki podczas ćwiczeń
- Łatwość utrzymania w czystości; instrukcja zawarta w dokumentacji
- Sztywny futerał transportowy ułatwia przenoszenie i przechowywanie

Możliwości

Drogi oddechowe

- Odchylenie głowy
- Uniesienie podbródka
- Uniesienie karku
- Wyluksowanie żuchwy

Wentylacja workiem samorozprężalnym

- Obserwacja wypełniania się płuc
- Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych
- Manewr Sellicka (ucisk na chrząstkę pierścieniową)
- Skurcz krtani

Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych

- Zakładanie rurek ustno- i nosowo-gardłowych
- Zakładanie LMA i innych przyrządów nadgłosniowych
- Intubacja:
 - przez usta lub nos
 - intubacja oskrzela
 - możliwość wprowadzenia rurki do żołądka
 - wskaźnik nadmiernego ucisku na laryngoskop
- Ocena prawidłowego położenia rurki
- Bronchoskopowa ocena położenia rurki

Odsysanie - usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych

- Jamy ustnej
- Ustno- lub nosowo-gardłowe
- Ustno- lub nosowo-tchawicze, przez rurkę dotchawiczą
- Płukanie żołądka

Rozdęcie żołądka

Symulacja wymiotów



Model budowy dróg oddechowych jest dołączony do trenażera Laerdal Airway Management Trainer

Wszystko czego potrzebujesz, aby rozpocząć szkolenie

Trenażer Laerdal Airway Management Trainer jest montowany na płycie i przechowywany w futerał.

Elementy zestawu:

- Główny symulator
- Model budowy dróg oddechowych
- Symulowana treść żołądkowa
- Lubrykant do ćwiczeń
- Zestaw do czyszczenia dróg oddechowych



Numery katalogowe:

Trenażer Laerdal Airway Management Trainer	25000033
Materiały eksploatacyjne	
Lubrykant do dróg oddechowych 180 ml	252090
Skoncentrowana symulowana treść wymiotna	252800
Części	
Model budowy dróg oddechowych	252500
Zestaw do czyszczenia dróg oddechowych	252600



Laerdal
helping save lives